

豫北一次性医用纱布垫厂家直销

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 豫北一次性医用纱布垫厂家直销 |
| 公司名称 | 河南省豫北卫材有限公司 |
| 价格 | 2400.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:豫北卫材 规格型号:40*40*4 包装:真空包装 |
| 公司地址 | 河南 长垣县 河南省蒲东工业园区 |
| 联系电话 | 15090305663 15090305663 |

产品详情

【产品名称】：医用纱布垫 【型号规格】：普通型、加棉型

【产品技术要求编号】：豫械注准20162640086 【生产许可证编号】：豫食药监械生产许20150112号

【产品注册证编号】：豫械注准20162640086 【结构组成】：

普通型医用纱布垫由脱脂棉纱布或脱脂棉纱布和X光可探测线缝制而成。

夹棉型医用纱布垫由脱脂棉纱布和脱脂棉或脱脂棉纱布和脱脂棉加X光可探测线加工而成。

【产品性能】：1、医用纱布垫应整齐，表面应洁净、无杂质、折叠整齐，无毛边外漏。2、医用纱布垫缝制部分要牢固，成型整齐、针码均匀平直、无跳线、漏线等缺陷；缝制针距为10mm内不少于24针。

3、X光可探测组件 3.1 医用纱布垫上的X光可探测线（或片），应结实牢固、不易脱落。 3.2 从医用纱布垫上轻轻抽出X射线可探测组件，测量长度并称质，应符合下列要求：单丝线：不小于0.5g/m。多丝线：不小于0.28g/m。 3.3 样品的成像应明显浅于背景。 4、缝线、棉带 4、1 荧光物

按照YY0594-2006标准附录D中试验A试验时，应符合试验要求。 4.2 水中可溶物 水中可溶物的总量应不超过0.50%。 4.3 医用纱布垫上应有棉带一根，带长不小于20cm。

4.4 医用纱布垫上棉带要缝制牢固，应能承受50N拉力，历时1min不得脱断。

5、医用纱布垫所用的脱脂棉纱布性能应符合YY0331-2006的要求。 6、

医用纱布垫中所用的医用脱脂棉性能应符合YY0330-2002的要求。

7、医用纱布垫所用医用脱脂棉的平方米重量不得低于70g/m²

8、医用纱布垫分为无菌供应和非无菌供应两种形式，无菌供应的纱布垫应无菌。

9、医用纱布垫若经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。 【适用范围】：用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。

【使用方法】：打开包装，按医疗操作常规使用。 【注意事项】：1、本品经环氧乙烷灭菌。

2、本品一次性使用，包装破损，禁止使用用后应销毁。

3、使用前对产品的有效期进行确认，在有效期内使用，禁止重复使用。

【生产日期】：见合格证或包装封口处。 【生产批号】：见合格证或包装封口处。

【失效日期】：见合格证或包装封口处。

【生产单位】：河南省豫北卫材有限公司 【生产地址】：河南省长垣县蒲东工业园区

【注册地址】：河南省长垣县蒲东工业园区 【售后服务单位】：河南省豫北卫材有限公司

【联系电话】：18737387539

【联系传真】：0373-8820388 【QQ号码】：2676219851

【Email】：hnyubeiweicai@163.com