

# 织物远红外整理剂 纺织助剂

产品名称	织物远红外整理剂 纺织助剂
公司名称	上海沪正纳米科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区
联系电话	13127914555

## 产品详情

产地	中国上海	是否进口	否	型号	YH-010/YH-020/ YH-030
货号	Z L -002	品牌	沪正	功能	远红外
应用范围	所有纺织品	主要成分	麦饭石	保质期	6个月

织物远红外整理剂 YH-010/YH-020/YH-030

### 【产品说明】

该产品采用高科技手段把远红外粉加工成15nm以下的颗粒胶体溶液，适用于棉、毛、涤纶、锦纶及其各类纺织品。纺织品经过该溶液处理后，具有高效的远红外反射能力，保温、改善人体血液循环、降低血液酸性、促进新陈代谢、促进肌体再生、增强免疫功能，延年益寿，符合国家卫生部标准。

本公司现有三款产品，型号根据含量不同分别是：YH-010/YH-020/YH-030

### 【产品特性】

型号	YH-010	YH-020	YH-030
含量	10%	20%	30%
外观	乳白色液体		
主要成分	麦饭石		
PH值（10%工作液）	7.5 ± 0.5		
溶解性	分散于水		
相溶性	好		

## 【产品性能】

YH-010 良好的手感和耐洗性	YH-020 新型无机纳米远红外整理剂	YH-030 良好的手感和耐洗性，吸湿透气性 极佳
远红外法向发射率达90%以上	具有高效持久保暖效果，远红外辐射发射率高达90%以上	高效的远红外发射功能，发射率高达90%以上
整理后的产品功能持久性强，耐长期洗涤，且多次洗涤后对面料的色差及手感无影响。		

## 【应用领域】

生活用品：毛巾，窗帘，床上用品，地毯，桌布等。

服饰类：各类服装，手套，帽子，围巾，包，鞋，袜子等。

医疗用品：医用无纺布，医用手套，医用床单，消毒用品，口罩等。

军队用品：帐篷，服装，军队所用床上用品等。

其他：纤维，纱线，无纺布，各类面料等。

## 【使用方法】

型号	YH-010	YH-020	YH-030
使用比例	按5-10%比例用水稀释	建议使用量为4-5%	建议使用量为2-3%
使用方法	浸渍法：  浸染 脱水 烘干（120-130度）  浸轧法：  浸轧处理液 烘干 拉幅定型。		

## 【注意事项】

由于对织物的色泽有一定影响，故必须先做小样确认。

焙烘时间延长可提高耐洗性。

亦可添加适量柔软剂以改善手感。

在使用之前使搅拌均匀。

## 【检测报告】

## 【贮存】

置于阴凉、干燥处，贮存期为六个月。

**【包装规格】**

1/2/20kg

联系人：汪先生

手机：13127914555

传真：86-021-50428369