

# 纺织专用氨基酸整理助剂，织物氨基酸

产品名称	纺织专用氨基酸整理助剂，织物氨基酸
公司名称	上海沪正纳米科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区
联系电话	13127914555

## 产品详情

产地	中国上海	是否进口	否	型号	AJS-L50-1
货号	Z L -007	品牌	沪正	功能	其他

### 氨基酸整理剂 AJS-L50-1

#### 【产品说明】

AJS-L50-1整理剂的主要成份是氨基酸、胶原蛋白、保湿液等科学配方。外观为微黄色悬浊液，弱阳离子，呈弱酸性，无毒、无害、健康、环保。采用AJS-L50-1处理面料，能赋予织物丝绸般的柔软、舒适、保湿、美肤、健康的功能。

#### 【产品特性】

品名	AJS-L50-1
外观	淡黄色
氨基酸凝聚物、保湿液、胶原蛋白	Min 50%
粒径大小	2um
PH值	6.0 ± 0.5
离子性	阳离子

#### 【产品性能】

氨基酸营养滋润皮肤，贴身穿着可赋予皮肤富有弹性和光泽，对人体肌肤有良好的保护作用。使织物具有吸湿快干具有优良的保湿性能和抗静电的效果。属天然整理剂，可适用于棉、尼龙、涤纶、涤棉混纺织物等保护肌肤。不影响织物的强力、手感、透汽性和再润湿性。【应用方法】

可用浸渍、浸轧工艺，用量3~5%o.w.f.（即每100克干燥织物吸附30~50g）\*工艺流程：织物-->漂染-->烘干-->浸轧护肤整理溶液(轧液率60% - 70%) -->烘干(80-120℃，完全烘干)-->拉幅（130℃，30秒）

**【注意事项】**

当烘干温度高于上述推荐值时，会影响整理剂的效果。

若采用浸渍法，请采用小浴比工艺，也可使用以下工艺：

浸渍（浴比1：6-8，40-60℃，30分钟） 离心脱水（甩出溶液重复使用） 烘干

本产品久置后会产生少许沉淀，摇匀后即可使用。 请不要与阴离子性物质共同使用。 【包装规格】

1/2/20kg

联系人：汪先生

手机：13127914555

传真：86-021-50428369