

# Trace GOLD 毛细管色谱柱

产品名称	Trace GOLD 毛细管色谱柱
公司名称	郑州鸿朗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛默飞
公司地址	郑州市金水区南阳路324号院2号楼15层1536号
联系电话	0371-89955998 18137125158

## 产品详情

### Trace GOLD 毛细管色谱柱

色谱柱性能的一大飞跃

即使是很高的操作温度下，也不会出现柱流失现象

出色的耐用性，用于复杂样品的分离

性能可靠、并具有很好的重现性

完整的耗材系列，适用于各种气相色谱仪

### 重现性

除了重视单根色谱柱的性能外，我们还通过大幅度改善生产工艺来努力提高柱子间的重现性

### 保证性能

所有 Thermo Scientific 色谱柱均已通过严格测试，可以确保最佳性能；产品在发货时均带有认证序列号，不仅可以证实产品的性能，而且有助于追溯产品。所有 Thermo Scientific 色谱柱均提供 100% 的质量保证。如果色谱柱因任何原因未能达到规定性能，我们会为您更换合格的色谱柱。

### 低流失

固定相流失可导致低灵敏度、检测器污染、不耐受高的操作温度和色谱柱寿命缩短等问题。几乎所有制造商都会声称他们的色谱柱具有最低的柱流失，但其所提供的色谱图通常都没有重现性和方法学的详尽数据。通过对色谱柱的柱流失程度进行定量分析，我们证实 Thermo Scientific

TraceGold 系列色谱柱的流失量比其他常用色谱柱的一半还要低。

## 耐用性

水分和氧气是毁损 GC 色谱柱的两个因素。很多情况下色谱柱都会被氧气所污染，它不仅会缩短色谱柱的寿命，而且还会增加柱流失，提高分析成本。Thermo Scientific GC 色谱柱采用了更为优化的相键合技术，从而减少了由受污染的载气或复杂样本导致的毁损风险。

## 技术支持

我们通过电话、网站资源中心或本目录的技术支持部分帮助您快速解决问题。如果您对色谱柱选择或方法设计存在疑问，敬请联系我们的技术支持部门，我们的高水平应用专员可为您提供帮助。

色谱柱是所有气相色谱仪的核心。我们利用 30 多年的 HPLC 色谱柱生产经验和 50 年的 GC 及 GC/MS 仪器制造经验为您全力打造了一系列在多个方面性能无比卓越的色谱柱和耗材。

赛默飞色谱耗材河南省级代理商-郑州鸿朗科技有限公司为您提供质优价廉的产品与服务，欢迎咨询！