

# 冷凝回流装置，加热回流装置，回流冷凝器，智能水浴冷凝回流提取仪

产品名称	冷凝回流装置，加热回流装置，回流冷凝器，智能水浴冷凝回流提取仪
公司名称	上海那艾精密仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:NAI-XHL-4 控温范围:室温-300 功率:1200W
公司地址	上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室（注册地址）
联系电话	021-51619676 13817064805

## 产品详情

上海那艾实验仪器设备[那艾仪器厂家]网站 全国送货厂家一手货! 品质保证!

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务很重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护

上海那艾仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售生产有一体化蒸馏仪,中药二氧化硫蒸馏仪,COD消解仪,高氯COD消解仪,硫化物酸化吹气仪,全自动液液萃取仪,挥发油测定仪等等。

实验室为了加快反应速度很慢或难以进行的化学反应，常常采用回流与冷凝装置，保证反应进行完全，并防止反应物、产物或溶剂挥发逸出体系。那艾智能水浴冷凝回流提取仪（沸水浴加热回流装置）采用智能恒温水浴替代传统水浴锅，标配12个加热单元，满足大样品量的需求；内置四个测温点和耐高温循环水泵来保证水浴温控均匀；一键启动，自动控温，且缺水自动补水，可自动排水，避免长时间菌类滋生。适用于食品及食品包装物部分项目的检测前处理，中药科研单位、加工企业、生产企业等样品浸出物、含量测定、理化鉴别等实验。

## 适用标准

《中国药典》中药浸提回流法GB 5009.9-2016 食品安全国家标准 食品中淀粉的测定GB 12456-2021  
食品安全国家标准 食品中总酸的测定GB 5009.82-2016 食品安全国家标准

食品中维生素A、D、E的测定GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定GB 31604.5-2016  
食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定GB/T 5009.127-2003  
食品包装用聚酯树脂及其成型品中锆的测定GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法

## 主要特征

1、仪器机身采用框架一体式设计，稳固牢靠，主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装，更加耐磨、耐腐蚀；2、从空开到触点，继电保护器到按钮开关等，选用正泰/德力西或同级别品牌电气，保证仪器品质和的使用寿命；3、PLC控制，性能强劲稳定，7寸触控屏操作和显示一触即达；4、全自动控制水位，缺水自动补水，可自动排水，避免长时间菌类滋生；5、支持12位样品，水温可达100℃，满足沸水浴回流的温度要求，内置循环泵系统保证水浴温控均匀恒定；6、内置4个测温点，加热温度和时间任意设置；一键加热回流冷凝，回流过程自动完成，结束自动断电停止加热；7、标配空气毛刺冷凝管（风冷+储水冷），也可选配大头回流水冷毛刺冷凝管（可外接冷水机，提高冷凝回流效率）；8、自带五段程序控温模式，可按需设置，带有温度曲线记录功能，实验结束后可倒查；9、水槽上配有独立的12个水蒸气盖板，不用的加热孔可盖板密封，节能减耗；10、机器顶部可选配可折叠的冷凝管支撑架，从而更方便安全取出机内的锥形瓶；11、触控屏内自带说明书和服务中心二维码，手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。

## 技术参数

型号

控制系统

加热方式

控温方式

测温方式

加热单元

加热样品

水浴控制

冷却方式

冷凝管长度

水槽盖板

冷凝管支撑

时间控制

额定电压

整机功率