

新生儿经皮黄疸检测仪价格

产品名称	新生儿经皮黄疸检测仪价格
公司名称	济南宇鑫生物科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	南京道芬:1 DHD-D:2 江苏南京:3
公司地址	山东省济南市高新区工业南路51号小鸭工业园办公楼1层创新孵化中心1-115室
联系电话	15665775032

产品详情

黄疸作为新生儿常见的病症之一，成为各个宝妈的烦恼，若是影响治疗便容易形成病理性黄疸。黄疸的早期检测对于新生儿来说变通的十分重要了。南京道芬新生儿经皮黄疸检测仪采用先进的光线技术，检测时只需要将探头对准婴儿的前额，便可瞬间独出数据，大大减少了检测时间两位检测数据的显示让检测更加准确，其体积小便于携带，安全方便，可用于医院儿科、月子会所等地，市场前景广阔。

联系方式

联系人：杨经理

手机：15665775032（微信同）

固话：0531-58533079

QQ：1347857335

新生儿经皮黄疸检测仪主要性能指标

- 1、测量方式：光反射式；
- 2、光源：发光二极管LED；
- 3、显示方式：液晶显示；

- 4、示值误差：0~25 mg/dL \pm 1.0 mg/dL；
- 5、锂电池DC3.6V、1000mAh \pm 20%，一次充足电后可检测800次以上；
- 6、校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0 \pm 1.0。

新生儿经皮黄疸检测仪主要功能

- 1、测量单位同时显示功能：可分别显示 μ mol/L、mg/dL。
- 2、数据存储功能：具有存储200条测量数值的功能。
- 3、计算平均值功能：显示“ AVERAGE (n) ”的数据、单位。“ (n) ”为2-5次，递增；同时可清除前一次数据，“ (n) ”退1，数据同时退一次；“ (n) ”为1和5时，不可清除。
- 4、开启准备时间：开机即用，无需准备。
- 5、电池电压检测功能：当测试仪电池电压小于等于3.6V时，屏幕显示“ Low Battery ”。
- 6、自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机。
- 7、电池电量显示：屏幕右上角显示、、、分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%。
- 8、充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并显示“ Charging... ”。
- 9、充电自动保护功能：当测试仪电池充到4.2V \pm 0.05V时，自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。

新生儿经皮黄疸检测仪作为一个使用频率非常高的产品，南京道芬精辟黄疸检测仪率先采用锂电，一次充电完成可以完成至少500次的检测，大大缩减了充电时间。延长使用寿命，收到医院妇产科儿科和月子会所的广泛好评，2018年最新价格，欢迎您的致电询价。