

保温柜容积为100L，温度控制范围4-38度

产品名称	保温柜容积为100L，温度控制范围4-38度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜容积为100L，保温柜4-38度，保温柜100L温度4-38度，由福意联生产，其型号为：FYL-YS-100L,温度范围为4-38摄氏度每度可调可控。福意联竭诚与各代理商，终端客户双赢合作，共同发展，共创！公司拥有强大的销售能力，的管理理念和管理办法，完善的检测手段和质量管理，诚信的经营理念，不断提高产品的质量，不断提升对用户的服务水平，与广大新老朋友共同进步。

目前，很多手术室逐步意识到维持手术患者正常体温以及围手术期保温护理的重要性。福意联手术室恒温箱用于医用药液37度加温及恒温保存，满足医疗单位不同输液的加温、恒温要求。本产品适可加温液体、冲洗液、、造影剂、透析液、B超液等。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

【型号】FYL-YS-100L

【输入电压】AC220V

【制冷功率】85W

【加热功率】120W

【恒定温度】4-38（任意设定）

【净重】22kg

【外形尺寸】480x470x843mm

【容积】100L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB(A)，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48
尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48
尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48

尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48
 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm
 -----型号：FYL-YS-151L容量：150L
 温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100
 尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795m
 m-----低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L
 温度：2~8 尺寸：480×490×845mmFYL-YS-128发泡门容积：88L 温度：-30~10
 尺寸：545×570×850mmFYL-YS-66L玻璃门容积：66L 温度：2~8
 尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门容积：88L 温度：2~8 尺寸：480×470×840mm--
 -----低温运输系列FYL-YS-18A 容积：18L
 温度：-25~25度 尺寸：520×270×360mmFYL-YS-25A 容积：25L
 温度：-25~25度 尺寸：520×270×420mmFYL-YS-30L 容积：30L
 温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L 容积：45L
 温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mmFYL-YS-60L 容积：60L
 温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

手术室保温柜、保冷柜应用

1.手术室保温柜：主要用于手术室、ICU、急诊室、妇产科或其他相关场。将冷藏或室温下的药液、营养液或冲洗液（生理盐水、甘露醇、碘伏等）加温到人体体温37度，再给患者使用，可以防止低温症，减少危险因素和降低如下并发症：伤口感染，凝障碍，心脏疾患，发病率，死亡率。从而降低医疗事故的发生率。

2.保冷柜：用于存放生物制品、生物制剂，2-8度储存、恒温冷藏、4度储存、试剂样品冷藏保温等。