

试剂恒温柜

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 试剂恒温柜 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

北京福意(FU.YI.LIAN)电器有限公司遵循“以德敬人,以诚立人”的理念为广大用户服务!我们秉承“合力同行,共赢”的企业理念,致力于企业文化建设,着力推进以价值、、责任、幸福为核心建设,走有质量的发展之路,福意联努力打造具有竞争力的的医用设备供应商。

试剂恒温柜由福意联生产。福意联诚信、、品质、效率。坚持“用户靠前”理念,从创造用户价值、社会价值开始,从而提升企业价值。与有合作伙伴一起成长,分享成长的价值;不忘关以意识、开拓进取的精神,积地发挥企业的大生产力。树立良好的全员进步意识,以市场为导向,持续增强企业活力,逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值;建立良好的诚信,以客户为导向,加强企业控制能力,重目标,重执行,重结果,追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来,福意联(Fuyilian)永远和千家万户在一起。社会、回馈社会,以身作则,推动行业的健康发展。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

试剂恒温柜参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)
【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重

量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

北京福意 (FU.YI.LIAN) 电器有限公司成立以来，因其定位突出、技术、服务周到、价格合理等赢得众多客户的交口赞誉。发展的代玛德必将以更为心，更为注，更为的服务来配合新老客户，为他们提供更为贴心的一式供应服务。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

试剂恒温柜特点：

智能控制电扇强制冷气轮回系统，确保箱体外部温度平均性微电脑控温，温度数显,2~48 温度范围内任意设定，控温优良钢丝浸塑搁架,存取物品更便利，且易于清洗采取新型全压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长箱内玻璃门具有大年夜视角不美观察玻璃窗，无需翻开内门便于用户不美观察控制面板具有键盘锁定功用，防止随便调剂运转参数应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用

1. 效劳工程师将向您供给7×24小时的无假日效劳2. 装备装置许诺:装备将于合同约定的时间内到货，将依据合同及客户约定的时间停止装置、操作培训及保护颐养说明。3. 装备保修许诺:装备到货一个月内请验货装置并正式启用，收费保修期为一年，在保修期内每年供给一次收费保护效劳，装备爆发任何缺点，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内照顾。4. 保外许诺:装备保修期满后，我们向客户供给装备应用期内的毕生效劳，客户只需支付配件费用和相干人工费、交通费、装置资料费。对更换的配件供给12个月保修，福意联对效劳采取保修规范。5. 技巧支撑效劳:北京福意联设有门的应用技巧工程师，向客户供给应用技巧支撑效劳，关于与北京福意联的产品相干的应用技巧后果，应用工程师将于24小时内答复，与用户协商肯定处理计划。

2013年6月24日，习近平来到北京飞行控制，同正在天宫一号执行任务的神舟十号员聂海胜、张晓光、王亚平亲切通话，代表中央、国务院、中央军委，代表各族人民，向3名员表示诚挚的慰问。飞船发射之前，习近平指示有关方面，要让员在太空吃上粽子，过一个有特殊意义的端午节。