

# 医用恒温箱液体保温

产品名称	医用恒温箱液体保温
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

医用恒温箱液体保温产品说明：

在医疗上，进行疾病治疗或手术中会用到大量液体药品。液体药品品种很多，进行输液治疗或液体冲洗中如何让患者感觉非常舒适，这是目前医疗上正在研究的课题。福意联医用液体加温箱适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等，加温至37度，与人体体温一致，切实提高手术室护理质量。

——【单位名称：北京福意电器有限公司】——【品牌：福意联】——【销售经理：李国轩】  
——【销售热线：13811237849】——【服务QQ：2954024337】——由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量电话联系，感谢您的谅解！以下产品介绍可能不够完整，如需了解更产品介绍请来电咨询。

医用恒温箱液体保温公司说明：

福意联以精湛的技术打良好的口碑，以快速的售前售后服务及专业的销售队伍赢得广大客户的信赖。热情为广大客户提供各种业务、技术咨询，免费快速为广大客户之设备提供上门维护、检查服务。公司的产品广泛应用于：医药、化工、科学、化工，环保，实验室，检测等单位部门，主要产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品等。

医用恒温箱液体保温型号：-----产品型号  
容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L  
 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
 -----型号:FYL-YS-828L 828L  
 温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48  
 外型尺寸:1267\*680\*2105mm -----型号:FYL-  
 YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L  
 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100  
 外型尺寸:595\*675\*1795mm-----

医用恒温箱液体保温产品特点：

- I 便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。
- I 选择透明玻璃门，选择加锁，方便清洁。
- I 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻。
- I 使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好。
- I 温度自动控制，采用蓝色LED显示器显示数字直观清晰。
- I 配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- I 箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
- I 键盘锁定，防止随意调整运行参数。报警温度范围自由设定。
- I 在加热开始后，这时可以设置偏离度，使之提前加热或制冷。
- I 核心采用国外进口全封闭压缩机，环保无氟，绿色节能。

医用恒温箱液体保温行业说明-

中预防低体温方法及改进措施 1 术中冲洗液的加温 为了保证术中热盐水的及时供应，手术室设定墙壁温箱两个，每天规定专职人员管理，以保证温箱热盐水的温度、用后及时补充、卫生及时清洁及热盐水的质量。经过运行，无论何时进行腹腔温盐水冲洗都能及时供应，保证了手术正常进行，因此，我院手术室一直在使用墙壁温箱。 2 术中盖单问题 术中盖单不仅起到保护患者隐私问题，同时对保障患者的体温起到很大的作用。手术室盖单经过布单 毛毯 棉被的反复应用，直至现在根据室温情况应用的是布单和小棉被，为了加强患者的保暖需求，2012年手术室又特订做了肩部保暖垫，为的是预防层流系统的垂直风流对肩部的侵袭，使患者的身体达到无缝隙的保暖状态。 3 保证层流系统的正常运行 专职人员每天检查手术室层流系统，保证手术室温度22~25℃，湿度40~60%。特殊情况下可开启手术间内廊门及室内加湿器，以缓解手术间温湿度的暂时不适，保证手术间环境要求和患者的舒适度。 4 引进输血、输液加热器及电热毯 输血、输液加热器的引进防止了术中大量输液、患者体质差、危重患者的体温散失，使患者的机体保持常温运行。电热毯应用于电切患者效果显著，虽然手术中不断用电切液

冲洗切割的组织，电热毯的应用能够及时补充丢失的热量，保持机体热量平衡。5 其他情况的应对措施对于机体比较瘦弱的、手术时间长的患者，加强皮肤的保护，防止压疮的发生，使患者舒适，也可减少体温的散失；四肢进行输液的患者做好四肢的保暖，必要时可在肢体下垫一个热水袋，保护肢体的温度，注意热水袋温度不可过高，保持在50 左右即可；做好患者的心理护理，防止患者因紧张而影响患者的情绪促使机体过度散热。