

进口HL2000高压细胞破碎仪

产品名称	进口HL2000高压细胞破碎仪
公司名称	上海红礼生物科技有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	HONGLI:压力2070bar hl-2000:处理量10L/H 上海:数显压力表
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5398号1130室
联系电话	86-02161722420 13262558922

产品详情

序号 1	配置及技术要求 高压细胞破碎仪	工作原理	物料在设备加压模块作用下通过压力高速撞击壁进行撞击产生破碎。
		*工作压力	压力需大于2000bar。
		*动力系统	可连续处理样品，有加压系统。
		*温度控制	破碎仪配备有冷却系统，冷却破碎过程中的样品，破碎仪配备有冷却系统，破碎全程样品保持在4-6的环境中，冷却破碎过程中的样品，破碎全程物料温度需低于15℃，避免蛋白失活。
		破碎模块	压力稳定，重现性好，破碎效率高。
		*样品处理量	处理样品流速为6L/小时（100ml/分钟），自动连续进样，无需人工加样。
		*破碎浓度	可处理样品浓度为20%的细菌菌体浓度，可处理丝状菌体。
		清洗(灭菌)	可用水或消毒剂进行在位清洗或用内部减压阀反流冲洗；可拆卸清洁或高压

*操作系统 安全系统	<p>灭菌所有接触样品的部件。</p> <p>数字显示操作压力</p> <p>破碎仪处理完样品后自动停止，可走空，无需排气，具有破碎头没有安装正确时破碎仪无法启动的自保护的功能；模块之间有密封设置，可承受高压，避免高压泄漏</p>
报警系统	<p>设备配有超高压安全报警保护系统，设有紧急停止开关，配有电机等电器的保护报警程序，有警报时设备无法启动</p>
放置环境	<p>小于1立方，可安放于平稳台面</p>
其它配置	