

新华脉动真空灭菌器XG1.CD-185M

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 新华脉动真空灭菌器XG1.CD-185M |
| 公司名称 | 济南宁乐医疗器械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 山东新华:山东新华 XG1.UCD-185M:XG1.UCD-185M 山东淄博:山东淄博 |
| 公司地址 | 济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室 |
| 联系电话 | 13026589621 |

产品详情

高压消毒锅(新华医疗) 【容积】

手提式:18L、24L台式:18L、24L、45L、60L、80L立式:50L、80L、100L柜式:100L、180L、135L、185L、300L

高压消毒锅(新华医疗) 【适用范围】

适用范围:适用于口腔科,眼科,手术室,供应室等医疗卫生部门,对无包装的实心器械,玻璃器皿等物品的灭菌。

高压消毒锅(新华医疗) 【技术参数】

| 订货号 | XG1.UCD-100M | XG1.UCD-135M | XG1.UCD-185M | XG1.UCD-300M |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 设计压力 | -0.1/0.25Mpa | | | |
| 最高工作压力 | 0.23Mpa | | | |
| 真空下限 | -0.080Mpa | | | |
| 灭菌温度 | 115-138 | | | |
| 温度显示精度 | 0.1 | | | |
| 压力显示精度 | 1Kpa | | | |
| 腔体材料 | 06Cr19Ni10不锈钢(304不锈钢) | | | |
| 容积 | 100L | 135L | 185L | 300L |
| 内腔尺寸 | 400*850mm | 500*710mm | 500*950mm | 632*1000mm |
| 外形尺寸(L*W*H) | 1250*730*1660mm | 1110*750*1742mm | 1350*750*1742mm | 1400*890*1780mm |
| 净重 | 260kg | 400Kg | 460Kg | 750Kg |

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 电压 | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 电源频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 功率 | 11kva | 11kva | 11kva | 17kva |

高压消毒锅（新华医疗） 【注意事项】1.每次消毒前注意水位，避免电热管空烧杯损坏。2.不同物品应分类灭菌消毒。3.经常检查压力表，当压力表指针不能复位，读数不准时应切断热源，及时修理或更换压力表。4.灭菌器工作时，工作人员勿离开现场。

高压消毒锅XG1.UCD-185M是国内品牌中的NO.1主要用在县级医院和制药单位，全程指导安装培训，县级城市均有售后办事处。

关键词：高压消毒锅，压力蒸汽灭菌锅，高压灭菌锅，高压蒸汽灭菌锅，压力蒸汽灭菌器