

天津赛普瑞溶出度溶媒制备系统

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 天津赛普瑞溶出度溶媒制备系统 |
| 公司名称 | 天津赛普瑞实验设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C12座303室-68（集中办公区） |
| 联系电话 | 022-87082833 15332098226 |

产品详情

SPR-DMD1600溶出介质自动脱气仪

SPR-DMD1600溶媒制备系统

SPR-DMD1600溶出介质脱气仪SPR-DMD1600溶出仪专用脱气机

详情

天津赛普瑞溶出度溶媒制备系统（Dissolution medium degassing & automatic filling system）是专门为溶出度实验提供溶出介质脱气和定量分配的仪器，它具有自动吸液、在线预热、真空脱气、定量供液和多杯供液等功能。天津赛普瑞溶出度溶媒制备系统实现了溶出介质的高效脱气和定量供液，减少了人工操作时的繁琐步骤，解决了速度慢、精度不易控制、加注溶出介质时再次带入空气等问题，并实时显示预热温度、真空度等重要指标。天津赛普瑞溶出度溶媒制备系统大大提高了溶媒制备及加注的工作效率，确保了供液体积、温度、含氧量等技术指标的严格控制，实现了过滤、预加热、脱气、定量分配等多步骤合一的简便使用。天津赛普瑞溶出度溶媒制备系统结构紧凑合理，体积小巧，操作简洁。天津赛普瑞溶出度溶媒制备系统可选配专属设计的移动工作平台，方便移动，为多台溶出仪提供脱气服务。

技术参数

定量分配体积：250~1000ml

体积分配精度：500~1000ml范围内为设定体积的 $\pm 1\%$

制备时间：（1000ml非表面活性剂溶出介质） 3min

· （1000ml含2%十二烷基硫酸钠（SDS）的水溶液） 3min

- 处理含表面活性剂（SDS）溶出介质：zui大2.0%
- zui大加热功率：1000W
- 加热功能：初始温度的20 ° C 以上
- zui大加热能力：zui高可达45 的供液温度（视初始温度而定）
- 温度精确度：± 2
- zui大真空度：-0.95bar
- 脱气效果：可有效降低溶出介质溶氧量

过滤器：前置25um金属丝网过滤器

- （1000ml 含2%十二烷基硫酸钠（SDS）的水溶液） 3min

过滤器：前置25um金属丝网过滤器

定量分配体积：250~1000ml