

国标砷铈催化法尿碘全自动检测仪

产品名称	国标砷铈催化法尿碘全自动检测仪
公司名称	襄阳文特斯卫生科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:文特斯 型号:OTT-I-P 线性:检测范围10 μ g/L—2000 μ g/L之间
公司地址	襄阳市樊城区北方永发都市产业园10栋
联系电话	0710-3604720 13100776362

产品详情

本项目利用尿碘全自动检测仪配合碘元素定量检测试剂盒对本标进行快速、简易、自动化定量测定。

1. 性能特点

- 系统结构紧密，全自动一体化，最有效的节省空间；
 - 自动检测尿中碘元素含量，灵敏度高，可重复，专用软件存取，扩展功能强；
 - 操作简单，样本无需消化处理，加入样本后，仪器自动进行检测、统计、存储、打印结果；
 - 高灵敏度和重复性精确，独特设计光、机、电、化学控制一体化的高科技系统，保证了检测灵敏度 1μ g/L；
 - 高效率，1小时左右可检测30份样品，可连续进样；
- 适用于医院甲状腺科、内分泌科室、儿科、妇产科、体检科室等。

2. 技术参数

- 线性：检测范围10 μ g/L—2000 μ g/L之间；相关系数（r） 0.995；
- 灵敏度：最小响应值为1 μ g/L的碘含量；
- 精度：相对偏差(RSD)在 $\pm 2\%$ 以内；
- 重复性：变异系数（CV） 6%；
- 全自动操作：使用者只需加入待测样品且样品无需前处理，整个分析过程仪器自动完成，支持随到随检；
- 准确度：测定国家碘标准物质，测定值在其允许范围内；

- 安全性：仪器的安全符合GB4793.-2007、GB4793.9-2013和YY0648-2008适用要求；
- 产品组成：由主机部件、电脑及软件控制系统组成，软件可升级扩展。

3.一般参数

- 主机尺寸：WxHxD 46.0cm × 56.0cm × 34.5cm
- 主机重量：约34kg · 输入功率：150VA
- 工作环境大气压：860hPa—1060hPa
- 工作环境温度：15—35