多功能食品安全检测仪

产品名称	多功能食品安全检测仪
公司名称	济南济威医疗器械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	名称:多功能食品安全检测仪 品牌:智云达 型号:ZYD-FI
公司地址	山东省济南市历城区世纪大道与龙凤山路交叉口 北行2000米路西历城检察院唐冶检察室南侧1号 楼一单元107室(注册地址)
联系电话	0531-67965862 18765883035

产品详情

名称:智云达多功能食品安全检测仪 ZYD-FI

除了可以检测常规的农药残留,非法添加,过量添加,毒害物质,食品品质等指标,还可以检测兽药残留,抗生素残留,毒素

等项目

品牌:智云达

型号: ZYD-FI

市场价:55800

经销价:29600

农药残留:500次

甲醛:100次

亚硝酸盐:100次

二氧化硫:100次

蛋白质:100次

双氧水:100次

吊白块:100次

硝酸盐:100次

铅:50次

茶多酚:100次

糖精钠:100次

芝麻油纯度:50次

过氧化值:100次

过氧化苯甲酰:100次

尿素:100次

溴酸钾:50次

脯氨酸:100次

羟甲基糠醛:50次

果糖及葡萄糖:100次

甲醇:50次

胶体金模块

黄曲霉毒素B1:10条/盒

盐酸克仑特罗:10条/盒

莱克多巴胺:10条/盒

沙丁胺醇:10条/盒

罂粟壳:10条/盒

四环素类:10条/盒

磺胺类:10条/盒

氯霉素:10条/盒

三聚氰胺:10条/盒

氟喹诺酮类:10条/盒

1. 它在一台仪器中集成了光度检测,胶体金检测等两种技术功能模块。除了可以检测常规的农药残留,非法添加,过量添加

,毒害物质,食品品质等指标,还可以检测兽药残留,抗生素残留,毒素等项目。仪器采用了智能化的 操作平台,先进的光源

驱动及检测技术,具有便捷的操作方式,优异的检测精度,实现了结果可靠与高效测量的完美统一。

2.仪器预制了农药残留、甲醛、吊白块、亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、蛋白质、余氯、色素、过氧化物酶、酸价、挥发性盐

基氮、碘含量、总酸、谷氨酸钠、黄曲霉毒素B1、盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、罂粟壳、四环素类、磺胺类、氯霉

素、三聚氰胺、氟喹诺酮类等常见的数十种检测项目的曲线。用户通过大尺寸彩色触摸屏,以及图形化的操作界面引导,通过

几个简单步骤即可轻松完成整个测试。仪器直接显示被测物质含量,并通过与内置标准进行比对,自动 判定结果是否合格。支

持编辑及新建检测方法,可完全满足对精度有更高要求的客户需要;支持以太网以及无线网络连接,可以进行数据传输,达到

实时监控和安全预警目的。

该仪器广泛适用于食品药品监督系统、农业系统、卫生监督系统、进出口检验检疫中心、商业系统等, 也可应用于食品生产企

业、农副产品批发市场、农业生产基地、超市、餐厅、食堂、等部门对食品中的不安全指标进行监测。

功能特点

3.集多种检测方式与一体,扩展检测领域

包含分光光度检测,胶体金检测技术模块,扩展了在兽药残留,抗生素残留,毒素检测等领域的应用。

4.精确的快速定量分析

快速定量检测数十种项目,并通过与内置标准进行比对,自动判定结果是否合格。可以完全覆盖日常 检测项目,而且还可以

扩展其他项目。

5.先进的光源驱动技术

极佳的稳定性,优异的检测精度。

6.智能操作平台,图形化操作界面

友好、美观的人机界面,简单学习即可上手,非专业人员也可以轻松使用。

- 7.多通道设计,提高检测效率
- 12个独立光度检测单元,检测效率高,并且互不干扰。
- 8. 胶体金检测单元设计,保证效率与检测精度

由照明单元,成像单元,阵列式检测器构成全固态检测系统,保证检测的准确,稳定,快速。

9.大尺寸液晶彩色触摸屏

显示清晰直观,轻触碰操作,使用便利。

10.完备的前处理设备

配套前处理设备齐全,无需另行购买,为用户提供便利。

11.配置多个USB接口

可与各种周边装置连接,包括鼠标、键盘、打印机、移动存储器等

12.内置大容量电池

保证无电源输入环境的现场检测。

13.有线及无线联网功能

支持网络数据传输,同步将检测结果上传至监管系统中,达到实时监控和安全预警目的。

14.内置操作指南,实现现场指导培训

通过视频或文字,帮助您轻松完成操作。

15提供多种数据输出方式

支持内置或外置打印输出,大容量存储,按条件查询结果,数据导出。