

多功能食品安全检测仪

产品名称	多功能食品安全检测仪
公司名称	济南济威医疗器械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	名称:多功能食品安全检测仪 品牌:智云达 型号:ZYD-FI
公司地址	山东省济南市历城区世纪大道与龙凤山路交叉口北行2000米路西历城检察院唐冶检察室南侧1号楼一单元107室（注册地址）
联系电话	0531-67965862 18765883035

产品详情

名称：智云达 多功能食品安全检测仪 ZYD-FI

除了可以检测常规的农药残留，非法添加，过量添加，毒害物质，食品品质等指标，还可以检测兽药残留，抗生素残留，毒素

等项目

品牌：智云达

型号：ZYD-FI

市场价：55800

经销价：29600

农药残留：500次

甲醛：100次

亚硝酸盐：100次

二氧化硫：100次

蛋白质：100次

双氧水：100次

吊白块：100次

硝酸盐：100次

铅：50次

茶多酚：100次

糖精钠：100次

芝麻油纯度：50次

过氧化值：100次

过氧化苯甲酰：100次

尿素：100次

溴酸钾：50次

脯氨酸：100次

羟甲基糠醛：50次

果糖及葡萄糖：100次

甲醇：50次

胶体金模块

黄曲霉毒素B1：10条/盒

盐酸克仑特罗：10条/盒

莱克多巴胺：10条/盒

沙丁胺醇：10条/盒

罂粟壳：10条/盒

四环素类：10条/盒

磺胺类：10条/盒

氯霉素：10条/盒

三聚氰胺：10条/盒

氟喹诺酮类：10条/盒

1. 它在一台仪器中集成了光度检测，胶体金检测等两种技术功能模块。除了可以检测常规的农药残留，非法添加，过量添加

，毒害物质，食品品质等指标，还可以检测兽药残留，抗生素残留，毒素等项目。仪器采用了智能化的操作平台，先进的光源

驱动及检测技术，具有便捷的操作方式，优异的检测精度，实现了结果可靠与高效测量的完美统一。

2. 仪器预制了农药残留、甲醛、吊白块、亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、蛋白质、余氯、色素、过氧化物酶、酸价、挥发性盐

基氮、碘含量、总酸、谷氨酸钠、黄曲霉毒素B1、盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、罂粟壳、四环素类、磺胺类、氯霉

素、三聚氰胺、氟喹诺酮类等常见的数十种检测项目的曲线。用户通过大尺寸彩色触摸屏，以及图形化的操作界面引导，通过

几个简单步骤即可轻松完成整个测试。仪器直接显示被测物质含量，并通过与内置标准进行比对，自动判定结果是否合格。支

持编辑及新建检测方法，可完全满足对精度有更高要求的客户需要；支持以太网以及无线网络连接，可以进行数据传输，达到

实时监控和安全预警目的。

该仪器广泛适用于食品药品监督系统、农业系统、卫生监督系统、进出口检验检疫中心、商业系统等，也可应用于食品生产企

业、农副产品批发市场、农业生产基地、超市、餐厅、食堂、等部门对食品中的不安全指标进行监测。

功能特点

3. 集多种检测方式于一体，扩展检测领域

包含分光光度检测，胶体金检测技术模块，扩展了在兽药残留，抗生素残留，毒素检测等领域的应用。

4. 精确的快速定量分析

快速定量检测数十种项目，并通过与内置标准进行比对，自动判定结果是否合格。可以完全覆盖日常检测项目，而且还可以

扩展其他项目。

5.先进的光源驱动技术

极佳的稳定性，优异的检测精度。

6.智能操作平台，图形化操作界面

友好、美观的人机界面，简单学习即可上手，非专业人员也可以轻松使用。

7.多通道设计，提高检测效率

12个独立光度检测单元，检测效率高，并且互不干扰。

8.胶体金检测单元设计，保证效率与检测精度

由照明单元，成像单元，阵列式检测器构成全固态检测系统，保证检测的准确，稳定，快速。

9.大尺寸液晶彩色触摸屏

显示清晰直观，轻触碰操作，使用便利。

10.完备的前处理设备

配套前处理设备齐全，无需另行购买，为用户提供便利。

11.配置多个USB接口

可与各种周边装置连接，包括鼠标、键盘、打印机、移动存储器等

12.内置大容量电池

保证无电源输入环境的现场检测。

13.有线及无线联网功能

支持网络数据传输，同步将检测结果上传至监管系统中，达到实时监控和安全预警目的。

14.内置操作指南，实现现场指导培训

通过视频或文字，帮助您轻松完成操作。

15.提供多种数据输出方式

支持内置或外置打印输出，大容量存储，按条件查询结果，数据导出。