

有机氯农药残留测试仪

产品名称	有机氯农药残留测试仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101一二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

有机氯农药残留测试仪，深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-NY有机氯农药残留测试仪采用薄层色谱法检测方法能够快速定性和半定量测定茶叶、蔬菜和水果中有机氯类农药残留含量。可广泛应用于各级政府蔬菜检测中心、农贸市场、超市、环保机构、蔬菜茶种植基地、饭店、车载及实验室等食品安全检测与监控场所等单位对果蔬中农药残留的测定。

联系人：刘先生（微信、电话）13316887550

有机氯农药残留测试仪技术参数：

- 1、满足茶叶、蔬菜和水果中有机氯类农药残留的快速定性和半定量测定。
- 2、前处理方法符合《GB/T5009.146-2008》，采用薄层色谱法检测方法，可对《GB2763-2012》规定有机氯农药残留进行快速定性和半定量检测。可以同时读取多种有机氯农药残留检测仪结果。
- 3、采用3.5英寸清晰触摸彩屏，可储存16000个检测结果。
- 4、USB接口，可与PC通讯，实时检测并传输检测结果，历史数据下载等。
- 5、采用CMOS传感器成像技术，检测精度高。
- 6、光源：254 nm

7、光源寿命：12000h

8、波长重复性和准确度分别为： $\pm 1\text{ nm}$ 和 $\pm 5\text{ nm}$

9、检测数据以数字化形式显示，并可根据参考限值自动判断检测结果。

10、插槽尺寸：25 mm

11、测定下限：0.3 mg/kg（以溴氰菊酯计）

12、测定范围：0.0 ~ 40.0 mg/kg

13、内置大容量锂电池，可以待机工作4个小时。

14、同时软件内置节能模式，可以根据需要调节屏幕亮度，控制系统功耗。

15、抗干扰能力强，不受样品天然色素干扰。

16、多种数据传输方式可选，方便数据的储存和移动，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印、和发布信息；可以外接U盘，鼠标等USB设备。

17、仪器具备升级检测PH、电导率、重金属、食品添加剂、残留物等更多项目检测所需硬件支持。核心技术：自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、技术保障

运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、精美铝合金箱满足出口及国内运输要求。

售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖！