

药物残留快速测量仪

产品名称	药物残留快速测量仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101一二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

药物残留快速测量仪，深芬仪器生产的CSY-E96Y药物残留快速测量仪采用固相酶联免疫吸附ELISA的原理，即酶联免疫法；药物残留快速测量仪可定量快速检测阿莫西林、孔雀石绿、磺胺类、黄曲霉毒素(B1, B2, G1, G2 M1 M2)、疾病诊断、三聚氰胺检测、恩诺沙星、环丙沙星、红霉素、氯霉素、土霉素、四环素、磺胺类(总量)、喹乙醇、己烯雌酚等有毒有害物质及抗生素残留检测。并且可以连接食品安全监控系统。药物残留快速测量仪广泛应用于养殖场、屠宰场、肉产品深加工企业、检验检疫单位使用。

联系人：刘先生（微信、电话）：13316887550

一、机台名称:药物残留快速测量仪

二、型号：CSY-E96Y

三、药物残留快速测量仪技术参数：

1.波长范围:300nm-1000nm

2.波长准确度: ± 2 nm

3.吸光度范围: 0.000~4.000ABS

4.分辨率 :0.001Abs

5.稳定性： ± 0.001 A/hr

6.透射比重复性: 0.5%T

7.光源:进口LED

8.样品池:微孔板

9.药物残留快速测量仪96通道设计,9通道光路系统,其中8路光源用于96孔板的光路信号检测。另外一道光路用于校准光源,作光源系统的补偿及光源工作情况的监测。

10.准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。

11.自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准

12.仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年

13.仪器自动硬盘存储测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印样品名称、含量、是否合格、检测日期、检测单位。更能体现检测结果的权威性,并利于公示

14.药物残留快速测量仪内置以太网卡接口,可实现无线传输数据,无线上网,收发邮件等

15.windows电脑操作程序,彩色液晶触摸屏操作,操作简捷方便

16.药物残留快速测量仪内置振荡功能,可根据需要编辑振荡形式,促使终止液充分混匀,保证结果的可靠性。

17.具有查询、打印、汇总、报表等功能,可直接输出检测结果,软件终身免费升级

18.配备RS-232接口和USB口,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件,可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。

核心科技:自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、技术保障运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖!