

小气泡SPA18-S1美容仪器面部皮肤管理

产品名称	小气泡SPA18-S1美容仪器面部皮肤管理
公司名称	深圳市伊莱美电子科技有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	型号:SPA18-S1 适用场所:商用 产地:中国
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民旺路华洋大厦405
联系电话	15711822130

产品详情

????

真空负压技术与特定溶液结合，具有低刺激磨皮功效，再利用电穿孔功能将产品渗入。从深层清洁到产品渗入，提升，一次解决。

通过形成真空吸力,微气泡与营养介质混合,通过一个专门设计的螺旋尖直接在皮肤,可以保持联系微泡沫皮肤很长一段时间,皮和掉色的死细胞superfical皮肤层。利用真空吸力,微泡沫可以删除污垢和死皮粒子的伤疤,瑕疵,提供持久的营养皮肤,使皮肤.多的水分和光滑。

深层清洁皮肤系统

采用纳米级的气泡水配合真空负压原理，通过形成真空回路，将超微小气泡和营养液充分结合，通过特殊设计的螺旋形吸头直接作用于皮肤，且能够保持超微小气泡长时间接触皮肤，促进剥离作用。超微小气泡与吸附作用相结合，在安全没有疼痛的状态下，深层洁面彻底清除毛囊漏斗部的各种杂质，螨虫及油脂残留物，同时使毛囊漏斗部充满营养物质，为皮肤提供持久的营养，使皮肤湿润.细腻有光泽。

仪器配有专用手柄和专用产品操作，专用产品中包含去角质、美白、抗衰老，当皮肤涂抹产品后，通过仪器达到深度清洁皮肤残留物质，并抵制细菌再生，同时使皮肤细胞再生、美白的效果，恢复皮肤健康美白。

1、乳酸顺时针方向进入毛孔后起到溶脂作用将黑头和白头去除

2、去除老化角质细胞的同时在吸取的部位输入高浓度的乳液之后完全不脱水，皮肤湿润而光滑有光泽。通过位于控头中心的供给管调整乳液用量，软化细胞，并吸取皮脂分泌物和杂质。将死细胞和杂质真空

吸走。胶原蛋白促进抑制活性氧，延缓皮肤衰老。

- 3、净化毛囊，祛角质、油脂、黑头、白头。吸附起皮囊，有效清洁，溶解细胞壁垃圾，保湿滋润。
- 4、肌肤美白,改善皮肤外。刺激皮肤组织和毛囊，抗皮肤老化，提升肌肤弹性。
- 5、深层清洁,与此同时,为皮肤提供充足的水,氧气,营养介质。
- 6、去除黑头,收缩毛孔,改善松弛肌肤,提升肌肤透明度。
- 7、安全，无痛，效果快。
- 8、特别设计的螺旋提示可以保持微泡沫接触皮肤和工作了很长一段时间。
- 9、当它在清洁工作模式,与此同时,它还可以供应营养皮肤。和不想要的东西如曼xx敦,皮肤碎片立即清洗,没有二次污染。
- 10、删除旧的角蛋白细胞和保存年轻细胞准确。
- 11、营养注射机头、皮肤营养的吸收比一般同类产品提高2 - 3倍。
- 12、提示机头分开设计,保证了一个使用者,避免交叉感染。