

濛林YL9100 Plus HPLC液相色谱仪

产品名称	濛林YL9100 Plus HPLC液相色谱仪
公司名称	北京瑞利祥合技术发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区八里庄西里97号楼505室
联系电话	010-85862368 13701289073

产品详情

YL9100 Plus HPLC推出后，通过不断的研究和开发以达到非凡的成本效益。新改进的YL9110 Plus四元泵具有增强的混合性能，在改变溶剂组成时通过降低噪音提供非常稳定的基准。通过自动压缩性补偿功能，最大限度地减少泵中的流量偏差，YL9100 Plus HPLC通过提供准确和精确的流速确保优异的RT重复性。

YL911x Plus泵

YL911x Plus Pumps增加了一个强大的LCD控制板，通过手指标签可以轻松获得就绪状态，并且无需软件即可监控泵。当YL9110 Plus四元泵处于梯度状态时，可以提供出色的重复性以及更稳定的基线。· 智能控制 设置任何因素或按'吹扫'按钮，您可以轻松设置流量或溶剂组成。此外，您可以监控泵的压力和状态。· 全自动灌注 只需设定溶剂组成并按下“灌注”即可。它会自动以100%的流量流动每种溶剂以去除气泡或改变流路中的溶剂，然后回到设定的成分比率准备就绪。

YL9150 Plus LC自动进样器

新开发的YL9150 Plus液相色谱自动进样器采用我们自己的技术开发，可以通过快速进样和扩大样品容量来提高分析效率。喷雾式冲洗通过清除污染物减少了残留物，直接进样导致样品消耗量低。泄漏传感器

和自动托盘传感器确保过程安全以及设备内部的LED可让用户看到其操作。 · 样品容量：多达120个样品（2毫升样品瓶），80个样品（4毫升样品瓶） · 结转：标准洗涤<0.04%、通常<0.02%，额外洗涤 · 重现性：完整回路注射的RSD <0.3%

· 进样量：1 μ L - 400 μ L，增量0.1 μ L

特征

· 通过网络HPLC进行超高速数据处理 · YL-Clarity专为实验室需要而设计 · 增强卓越性能 · 多功能专用应用 · 精确可靠的数据 · 时尚紧凑的设计 · 提供各种模块

· YL9110四元泵/ YL9111二元泵/

YL9112等度泵 · YL9101真空脱气机 · YL9131柱温箱 · YL9120紫外/可见检测器 · YL9160

PDA检测器 · YL9170 RI检测器 · YL9181 ELS检测器