

# 转棒疲劳仪 小鼠转棒仪

产品名称	转棒疲劳仪 小鼠转棒仪
公司名称	上海软隆科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区金都路4289号6幢306室（注册地址）
联系电话	021-54172191 13917267438

## 产品详情

### YLS-31A大小鼠转棒测试仪

大小鼠转棒测试仪是大小鼠通用的一种测试动物协调平衡能力的专用设备，能对于影响动物行动障碍的作用做出客观的评价，对于相关筛选有着重要的使用价值。它具有完满的实验性和可靠性。大小鼠转棒测试仪仪器由两部分组成：动物转棒运动箱（8个通道）和操纵控制箱（液晶显示触摸屏操作），仪器采用了通轴穿插式更换大小鼠转轮，踏板式光电系统记录动物跌落数据，可拆卸的不锈钢踏板和硅胶转轮清洗更加方便。仪器设置参数齐全，打印数据项目完整，可与PC机联机，该大小鼠转棒测试仪操作方便数据准确，设计合理，得到了试用单位的一致好评。

大小鼠通用8个通道

通轴式更换大小转轮

大鼠转轮直径 85mm 硅胶材质

小鼠转轮直径 35mm 硅胶材质

踏板式光电跌落系统

液晶显示

触摸屏操作

热敏打印测试参数和结果

可联PC机（导出数据）

设置项 8项

启动转速：1—50转

加速时间：0—59分钟

终止转速：1—50转

测试限时：5—1200分钟

测试通道数：1—8通道

触摸提示音：开启、关闭

自动打印：开启、关闭

系统时钟：年、月、日、分、秒，连续运转10年

操作项 2项

浏览记录（手动选组打印）

删除记录

打印记录项 8项

测试时间： 终止转速：

转棒运行时间： 加速时间：

启动转速： 通道：

落棒时间： 落棒时转速：

电源： 220V ± 15V 50W

控制箱尺寸： 180\*280\*125mm

运动箱尺寸： 725\*300\*500mm

重量： 主机 2kg 运动箱 26kg