

# 上海软隆 诱咳引喘仪

产品名称	上海软隆 诱咳引喘仪
公司名称	上海软隆科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区金都路4289号6幢306室（注册地址）
联系电话	021-54172191 13917267438

## 产品详情

### 多功能诱咳引喘仪

一、概述 BW-YLS-8A型多功能诱咳引喘仪是将液体药物或吸入型麻醉剂在定时、定量、定浓度并保持物质原有性质的前提下，将其转化成雾状气溶胶并通过动物的呼吸系统进入动物的体内，使小动物出现喘、咳、麻醉等症状，以此来研究防止和治疗此类症状或使用此症状的仪器。该仪器是一种多用途的实验仪器，除了用于药理学的诱咳、引喘实验，同时也可用于小动物的麻醉、染毒及药物喷剂型的药效检测和模拟高湿度环境，是一种教学与科研兼用的仪器。多功能诱咳引喘仪BW-YLS-8A二、技术指标动物箱体积：4L 多功能诱咳引喘仪BW-YLS-8A温度范围：10-35 气雾颗粒直径： 3UM 多功能诱咳引喘仪BW-YLS-8A相对湿度： 80%RH雾化喷入量：0.15 ± 0.01ml/min 多功能诱咳引喘仪BW-YLS-8A大气压力范围：860-1069hPa 2.5 ± 0.15ul/s 气泵间歇运行，第次最长运行30分钟多功能诱咳引喘仪BW-YLS-8A喷雾压力（恒定）：66.6KPA(500mmHg)多功能诱咳引喘仪BW-YLS-8A活性炭回流过滤一次最大装量： 20ml 自带微型打印机可数据存储42组噪音：<65db(A) 带微机联机接口多功能诱咳引喘仪BW-YLS-8A内电式时钟运行10年 有自动咳声记录系统和手控吭声记录系统多功能诱咳引喘仪BW-YLS-8A时钟误差：<0.083秒/小时 麻醉、引喘、诱咳功能程序随意切换多功能诱咳引喘仪BW-YLS-8A输入功率：150VA多