

# 细胞组织研磨仪

产品名称	细胞组织研磨仪
公司名称	北京轩丰科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	轩丰科技:轩丰科技 XF-Y192:XF-Y192 北京:北京
公司地址	北京市海淀区甘家口27号二层北京滨棣永合宾馆 238室
联系电话	18210371071

## 产品详情

细胞组织研磨仪-----是实验室样品制备常用工具，它通过碳化钨小球或不锈钢小珠在样品管内来回震荡实现样本的粉碎、混合、均化以及细胞破碎等，可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理，符合理化分析实验室的要求，配置不同体积、不同材料的研磨罐，可以进行干磨、湿磨及冷冻研磨，也可以进行细胞破碎和DNA/RNA提取，在农业、生物医药、食品、质检、高校等各行各业都有广泛的应用。

可研磨样品：

@.植物组织：根、茎、叶、花、果、种子等

@.动物组织：大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等

@.真菌细菌：酵母、大肠杆菌等

@.食品药品：各类食品、药片等

@.塑料、聚合物：PE、PS、纺织品、树脂等

产品名称	中高通量组织研磨仪	高通量组织研磨仪
型号	XF-Y24	XF-Y192
研磨破碎原理	双臂水平振荡，研磨珠高速撞击	双臂水平振荡，研磨珠高速撞击
用途	动物组织、植物组织、细菌及微生物的裂解破碎	动物组织、植物组织、细菌及微生物的裂解破碎
样品容量	2X12X2.0ml，	2X28X2.0ml，2X12X5ml,

	2X6 × 5ml , 2X15ml	2X4X5ml , 2X25ml , 2X50ml , 2X96孔板
参数	振荡频率2000次/分钟 , 间歇定时模式	振荡频率1800次/分钟 , 振幅3mm ; 间歇定时模式
体积	320 × 160 × 450mm	320 × 200 × 460mm
净重	25Kg	26Kg

由于工作繁忙，可能会有疏忽，了解详情，请来电咨询，感谢您的支持

厂家咨询：18210371071

厂家电话：010-88700558

服务QQ：3570154960

联系人：刘刚经理

服务承诺：1.本公司出售的产品实行国家三包，整机保修一年，主机质保三年，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。

2.用户可以通过售后咨询有关技术问题，并得到解决方案。

3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后服务人员可到现场指导或解决问题。 4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后服务。