

PET瓶饮料加注机矿泉水滴氮机

产品名称	PET瓶饮料加注机矿泉水滴氮机
公司名称	成都卓达运通低温设备有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	品牌:卓达运通 型号:cryo300 产地:四川成都
公司地址	四川省大邑县晋原镇兴业大道北段50号
联系电话	028-88268533 15390034328

产品详情

成都卓达运通PET瓶液氮加注机

PET瓶液态氮加注机为从低速到高速生产线设计的一个超注氮系统，准确的把液氮注入每一个容器。PET瓶液态氮加注机采用进口隔热技术及德国和美国技术，实现准确计量加注，注入的液氮随即气化成内压，达到特定要求。液氮从储罐通过真空绝热管输送到加注机储槽，液氮经过气液分离纯化后再提供到加注头注入定量的液氮。

PET瓶液态氮加注机介绍：

成都卓达运通专注于PET瓶液态氮加注机系统及低温冷冻设备的生产、研发和销售，为您提供可靠的设备和高品质的服务。

成都卓达运通研发的PET瓶液态氮加注机性能优异，采用欧美进口技术，产品稳定可靠。成都卓达运通在食品饮料液氮滴注方面具有丰富的研发和市场经验，不仅提供*业设备和服务，更能为您的企业提供整体的解决方案，让您的生产线更有效益。

PET瓶液态氮加注机用途：

PET瓶液态氮加注机广泛应用于饮料、果汁、牛奶、矿泉水、薯片、奶粉、干果、坚果等有包装的液态或者固态领域。PET瓶液态氮加注机可直接与真空绝热管道连接，可以提供从液氮储槽到灌装流水线完整的液氮供应系统。小巧的外形和安装简单适用于任何灌装流水线，机型的多样性确保能与任何流水线的速度和应用方面相匹配。

PET瓶液态氮加注机特点：

1.氮气正压防护-喷嘴采用干燥氮气正压保护，防止外围空气进入导致喷嘴内部结霜、冰堵；

- 2.采用差压液位计-液位精度高，罐体具备气液分离功能，实现无压加注；
- 3.注氮准确-提供稳定和准确的注氮；
- 4.个别加注-高达每分钟1200个容器；
- 5.个别加注或连续加注-变换加注模式的速度可由用户自行设定；
- 6.真空绝热技术-提高液氮的使用效率；
- 7.软加注兼容—适合热灌装，粉末，和颗粒状产品；
- 8.微量加注技术-可在所有生流水线速保持注氮的一致性与准确度；

PET瓶液态氮加注机主要优点：

- 1.PET瓶轻量化——减轻PET的克重节省成本与环保；
- 2.延长保质期——含氧量降至更低；
- 3.玻璃改成塑料的包装——消除玻璃瓶使用的人身危害性和重量；
- 4.易于标签——瓶壁硬度一致，提高高贴标效率；
- 5.瓶子坚固性——维持轻量瓶的原始体形；
- 6.减低氧气使用——液氮加注的节约性能是可以衡量和复制的；
- 7.消除扁瓶——增加瓶压消除扁瓶的问题；
- 8.提高仓库空间使用率——提高产品堆叠能力，减低使用面积；
- 9.低氧功能——惰性包装保持产品新鲜度；
- 10.保持有机产品质量——无需防腐剂来延长保质期；

在国际市场上，非碳酸饮料灌装采用液氮注射技术，使二片铝罐取代了三片铁罐。不仅铝罐比铁罐便宜，而且产品口感，卖相更好，保质期更长，储藏，运输更方便。液氮加注机从90年代，进入国内。由于技术水平不高，液氮加注机采取比较落后的加注方法，不管有罐无罐，液氮一直在滴，液氮的利用率不高。而且容易结冰，操作不便。而今现代液氮加注机采用火箭隔热技术，智能化人机界面设计。注准，可自动调节，自动跟踪。无罐不加注，有罐加注。液氮加注机全程防冻结保护，简单，容易操作，液氮利用率大大提高。

产品价格和参数请详询我司销售人员