

# 体育健康测试仪，常州乐康仪器科技有限公司

产品名称	体育健康测试仪，常州乐康仪器科技有限公司
公司名称	常州乐康仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐康仪器 厂家:常州乐康仪器科技有限公司 产地:江苏省常州市
公司地址	武进区湖塘镇东华村
联系电话	13585452314 13585452314

## 产品详情

体育健康测试仪：身高体重测试仪、仰卧起坐测试仪、坐位体前屈测试仪、50、100米跑测试仪、俯卧撑测试仪、折返跑测试仪、中长跑测试仪、肺活量测试仪、握力测试仪、引体向上测试仪、实心球测试仪、篮球运球测试仪、台阶指数测试仪、跳绳测试仪、立定跳远测试仪

数据采集控制器介绍（图片依握力测试仪为例，仅供参考，其它测试项目使用方法一样）一、开机：长按主机红色电源开关，直到屏幕点亮，松开电源开关按钮，主机界面出现两个按钮，一个设置按钮与一个程序按钮，选择程序按钮，会进入所需要的测试项目。二、测试：点击进入测试界面，输入自己需要测试的学号，点击添加一个（跑步项目与跳绳项目要添加相应人数的编号），点击准备测试，开机对应项目的测试，按enter开始测试，测试结束后，按enter保存，点击打印成绩，可以打印测试数据小票三、各项功能介绍 1、导入信息：可以把学生信息下载到测试主机，导入方式：通过U盘、手工添加、云端下载（需要服务器支持）2、从机状态：可以查询主机与单机联机是否正常， 号为联机正常，×号为通信有问题，检查单机是否开机。3、数据查询：查询类型：人员信息、测试数据，选择好要查询的内容，点击查询，数据可以实时传输至电脑终端采集软件，也可以点击导出数据，通过U盘上传到采集软件4、项目设置：联机数量（使用人员设置，有几个单机数量就设置成对应的数字，例如6人测50米跑，就要设置成6,10人测中长跑就要设置成10，配置不一样，数字也不一样）  
联机信道：需要联机配对时才使用，出厂时已调试好，无需再设置  
从机地址：需要重新分配地址时才使用，出厂时已调试好，无需再设置 测试次数：测试几次设置几次  
5、系统设置 测试项目：主机内置所有测试项目 测试编号大长度：长度不够时才需要设置  
测试编号递增间隔：可以设置编号递增加1，加2.... 主机上传信道：无需设置 主机上传地址：无需设置  
6、管理（密码123456）删除相关人员信息：可以将导入的人员信息删除  
删除相关测试数据：可以将主机测试保存的数据删除 手工更新成绩：打开，可以手工输入测试

体育健康测试仪，常州乐康仪器科技有限公司www.tzjkcsy.com