

百级手术室净化保冷柜

产品名称	百级手术室净化保冷柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联提供的产品和方案已经大量地运用到各行各业:金融、道路、国防、司法、教育、机场、车、智能建筑、厂矿企业、能源、电力、、体育场馆.....在各地成功地应用到了无数个工程,承着“领导行业,传播科技”的企业宗旨,服务社会,回馈社会,为平安,和平做出自己应有的贡献。依托福意联(Fuyilian)强大的度和制造制造能力,上千家高资质工程商合作伙伴组成的营销网络,福意联(Fuyilian)在强大的市场推广和运营管理的推动下,福意联(Fuyilian)产品在市场的销量每年都有大幅度的增长,福意联(Fuyilian)已经成为视频监控行业举足轻重的。

百级手术室净化保冷柜由福意联制造。福意联企业的各类产品,功能性好、实用性强,科技含量高,涵盖范围大,针对不同的行业出了许多适销对路的新型产品。福意联秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨为广大客户提供优异的服务。

百级手术室净化保冷柜用

福意联温箱是智能多用途恒温加温设备,采用制热系统和恒温系统匹配合理,强制风循环,多孔入风,使箱内温度恒温均匀,减少了瓶装和袋装药物加温的繁琐过程,对温度的智能控制,使箱内到达液体需温度,具有安全、有效、稳定的特点。可批量加温(瓶装、袋装),随拿随用,操作简单,方便了临床。

随着手术室护理的不断发展,术中各种保温措施已受到广泛重视,患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液,造成术中出现寒战、低体温等一系列症状。患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液,能减少对机体的冷刺激,维持患者术中生命体征的平衡,减少术中寒战、低体温、术后出等,促进患者术后康复。

。液体加温箱加热均匀，快速,温度显示,方便随时调节温度。可嵌入式，节省了空间，保了手术室整齐美观，由于在每个手术间都安装有液体温箱，加温的液体及冲洗液能现用现取,且温度适宜.为患者提供适宜温度的液体及冲洗液,能够按需取用，因人而异调节

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

百级手术室净化保冷柜特点：

智能控温系统智能微电脑控制，同步温湿度数字及时显示，调剂增量为1。风冷系统，可经过调剂设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间内每度。平安系统1的报警系统，高低温报警、温感器感器缺点报警、断电报警功用。平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。制冷系统采取先辈出口丹佛斯压缩机。采取风冷式结构，公道设计风道及风量，箱内温度动摇平均。采取高能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱,设计公道，有效增大年夜制冷面积，提高降温速度。兽性化设计多层搁架设计，可依据寄存的规格公道地调剂间隙，充沛应用空间。大年夜屏幕数字温度显示，便于不美观察温度。宽电压带，适宜电压不动摇地区。发泡箱体，双层透明钢化玻璃门便利不美观察。箱体底部选用超越通俗万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚便利应用。

我们本着以“ 优惠的价格、周密的效劳、牢靠的产质量量 ” 的准绳向您慎重许诺：

- 1、产质量量许诺：1、 本公司向您供给的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、 对产品功用的检测，我们诚请用户亲临对产品停止全过程、全功用检查，待产品被确认合格后再装箱发货。
- 2、产品价格许诺：1、 为了保产品的牢靠性和动摇性，系统的选材和配件均选用或优良。2、 在一致竞争条件下，我公司在不以降低产品技巧功用、更改产品部件为价值的基础上，真挚以优惠的价格供给应贵方。
- 3、 交货期许诺：1、 产品交货期：接到客户订单，通俗3日内发货，尽可能按用户请求，如有特别请求，需提早完工的，我公司可特别花费、装置，力争满足用户需求。

手术室清洁制度

1. 手术间地面及用的各种物品，应经常保持清洁整齐，每日手术前用清洁湿抹布擦拭手术间窗台、地面、无影灯、敷料桌、托盘、输液架、手术床及走廊地面等。
2. 每台手术后应立即洗净地面上污液，清除地面上的线头，纸屑等杂物。污染手术后，室内物品及地面应彻底清洁与消毒。
3. 每月应定期对手术间地面、墙壁、室内各用物进行彻底大扫除。

手术室消毒效果检测

1. 手术室消毒合格率 凡经压力蒸气、煮沸、化学药液侵泡，熏蒸消毒的物品，如器械、敷料、橡胶、玻璃、不锈钢或搪瓷类罐、盒等器皿类物品，消毒合格率均应达到。
2. 手术室空气消毒后

(1) I类层流洁净手术室的空气细菌数(cfu/m³)应 ≤10，物体表面应 ≤5，手术人员的手应 ≤5。

(2) II类普通手术室的空气细菌数(cfu/m³)应 ≤200，物体表面应 ≤5，手术人员的手应 ≤5。

(3) III类手术室的空气不得检出致病菌，如乙型溶链球菌、金黄色葡萄球菌、沙门菌等等。

百级手术室净化保冷柜实际案例图片

福意联自创立以来，本着“德为上品，人为之”的原则，致力于规范化、人性化、智慧化经营。追求顾客、员工、供应商及合作者的共赢。公司将一如既往勤于，勇于探索，以求实、严谨、及诚信可靠的经营作风为理念，立志发展成为国内有影响、受尊重的营销公司。公司拥有一批富于进取，勇于的管理人才和销售人才。以““为企业发展的灵魂，公司以“求真务实、积进取、团结协作、开拓”为企业精神，“品质、联盟”为经营宗旨，将企业发展与社会责任相结合，锐意进取，竭诚为社会服务做贡献，愿与各界朋友携手并进。