

手术室液体加温柜恒温柜

产品名称	手术室液体加温柜恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联手术室液体加温柜/恒温柜 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:手术室液体加温柜/恒温柜现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联成立于1999年，是一家从事设备制造与的新兴企业，公司有一支高素质的、的年轻队伍，他们正将新的营销模式融入传统的医疗行业中，正坚持不懈的书写着公司的新篇章。以“德为上品，人为之”为经营理念，立志用自身医疗产品的优势及有效的团队协作为客户创造更大的利益的同时实现自身的价值，客户满意是我们的追求，服务优先是我们的作风，立即执行是我们的原则。公司竭诚为新老客户提供的产品和完善的服务，不遗余力的推动医疗事业的发展 and 保障人类健康，让我们和您携手创造，共建美好生活。

手术室液体加温柜/恒温柜由福意联制造。恒温设备销售的服务的仪器配件解决方案。我们的客户遍布，现已在多个城市设立了技术服务。公司拥有国内水平的仪器团队，承诺提供水准的技术服务。

手术室液体加温柜/恒温柜用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室液体加温柜/恒温柜特点：

产品特点1、产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采取优良不锈钢精细而成，高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好等特色。3、主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器缺点报警、电池电量低报警、温度报警、平安锁功用，防止出现意外。5、温感探头，主动显示箱体外部温度，便于随时不美观察箱体内温度变更。6、制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体恒温无逝世角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。7、门体中部应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好，透明度高，便于随时不美观察箱体外部寄存的物品。8、采取新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长。9、箱体采取优良钢板，经先辈防堕落喷涂工艺，外表光彩柔和，外部隔层可任意放宽和增加，便于寄存分歧物品。底部带有移动脚轮和止动底角。10、设备平安双锁，可完成双人双管。

选择了福意联您就是选择了担心，选择了福意联您就会一份诚恳。因为这个是一个居心在做的企业，这是一个有魂魄的企业。为发明，提高企业有名度，建立企业笼统，我们本着“以德敬人、以诚立人”的肉体，以“优惠的价格、周密的效劳、牢靠的产质量量”的准绳向您慎重许诺：1、产质量量许诺：1、产品的制作和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品功用的检测，我们诚请用户亲临对产品停止全过程、全功用检查，待产品被确认合格后再装箱发货。2、产品价格许诺：1、为了保产品的高牢靠性和先辈性，系统的选材均选用或优良产品。2、在一致竞争条件下，我公司在不以降低产品技巧功用、更改产品部件为价值的基础上，真挚以优惠的价格供给应贵方。

手术室液体加温柜/恒温柜实际案例图片

福意联9001 13485质量管理，严格执行打造出。我们重视建设，优良的产品质量结合度，使“福意联（Fuyilian）”成为产品形象，已深入人心。十多年来持续制造并投入大量资金引进大型设备、试验设备、人才并加强基础设施建设，使我公司成为颇具规模的制造厂家。拥有好产品、好队伍、好策划的“福意联（Fuyilian）”将继续以严细求实、开拓的精神大步前进！

手术室液体加温柜福意联公司致力于行业恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展。公司拥有一批经验的技术管理人员和的人员，技术力量雄厚，具有一套严格的测试系统，的品质管理和便捷的售前。

福意联拥有恒温系列（4-38，2-48，37，0-100）等各温度段的系列产品；由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等组成，内置智能微电脑数控系统，LED数码显示，可控可调，保障物品的安全，方便了医疗中大量液体加温的问题。

使用方法：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。

- 2、根据箱体大小放入相应的药液的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。放入之前应确保药液包装完好不破损。
- 3、放入药液后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据药液的使用量和药液的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。