

# 手术室医用液体恒温箱

产品名称	手术室医用液体恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联 容积:150-430L 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

手术室恒温箱，医用液体恒温箱，手术室医用液体恒温箱公司介绍：多年来福意联借着信誉与真诚，产品与追求获赢得了众多高校与事业单位的信任与好评。福意联相信客户的信任与好评是金南发展壮大，越走越好的根源动力。福意联坚守“以德敬人、以诚立人”的企业，积极、引进新产品，结交新客户，力求与时俱进，互惠互利，携手并进！

手术室医用液体恒温箱用途：北京福意电器有限公司所经营的产品，型号多，满足不同医用不同科室使用，产品适用于手术室、急诊科，放射科，神经内科等.电脑控制，数码温度显示，箱内温度可调，高温低温报警，传感故障报警，断电报警，多重智能报警充分保障加温安全。

手术室用医用液体恒温箱参数：

- 1、型号：FYL-YS-280L
- 2、有效容积：280L
- 3、气候类型：N,SN
- 4、额定电压：220V
- 5、额定频率：50Hz
- 6、额定输入电流：0.8A
- 7、噪音（声功计）：42dB（A）

- 8、制冷剂用量：R600a(43g)
- 9、温控范围：2-48（每度可调可控）
- 10、箱体尺寸：595\*570\*1445mm
- 11、内径尺寸：520\*440\*1230mm
- 12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。
- 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 15、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 19、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 21、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 22、配置安全锁，可实现专人专管。

-----

产品型号	容积大小	温度范围	外型尺寸
------	------	------	------

-----

型号:FYL-YS-150L	150L	温度:2~48	外型尺寸:595*570*865mm
----------------	------	---------	--------------------

型号:FYL-YS-230L	230L	温度:2~48	外型尺寸:595*590*1215mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-280L	280L	温度:2~48	外型尺寸:595*570*1445mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-310L	310L	温度:2~48	外型尺寸:595*695*1315mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-430L	430L	温度:2~48	外型尺寸:595*680*1805mm
----------------	------	---------	---------------------

-----  
型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm  
-----

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm  
-----

手术室医用液体恒温箱售后：

(1) 为创造优良，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为”的精神，以“优良优惠的价格、优良周到的售后、优良可靠的产量”的原则向您郑重承诺：

(2) 产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的冷柜损坏，我司维修或提供的配件均按成本价计。

(3) 在保修期外我司人员每年回访调查用户使用情况，连续三年，并免费对所使用的产品进行优良通检，保养。冷柜通检

手术室医用液体恒温箱说明：低体温处理方法 低温定义：核心温度低于35 。 我们普通的标准温度计是无法测量的。在低温的情况下，电子血压计读数也不准确。需要用低刻度的直肠温度计，少放入直肠15厘米。实际上，在现场大部分院前急救系统不测量体温。 广义定义：当核心温度降低，令受害者无法产生足够的热量，恢复体内平衡或正常的生理机能，便可视作低温。  
低温病因：寒冷的空气、冷水沉浸、冷水淹没、严重外伤、手术麻醉等。