

手术室液体加热恒温箱

产品名称	手术室液体加热恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	89655.00/台
规格参数	品牌:医用恒温箱 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室恒温箱，医用液体加热箱，手术室液体加热恒温箱公司介绍：福意联公司以质量求生存，以科技求发展，本着“质量赢得市场，诚信铸就”的经营理念，真诚，竭诚为广大客户售后。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜、实验室冰箱、车载压缩机冰箱、车载环保样品保存箱、运输保温箱等。各界人士来人咨询来函垂询光顾，洽谈。

手术室液体加热恒温箱用途：术中出现寒颤是临床手术中较为常见的现象，特别是冬季更为明显。医用常用采取术中输入加温液体，对预防寒颤的发生，取得了良好的效果。手术室液体药品加热柜，微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在药品保温优良合适温度，并具有超温报警功能，更安全，更放心。本产品可加温瓶装或袋装液体，加温医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等相关液体，深化手术室护理质量。

手术室液体加热恒温箱参数：

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【产品型号】 FYL-YS-230L

【容 积】 230L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【外形尺寸】 595 × 590 × 1215mm

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【产品型号】 FYL-YS-310L

【容 积】 310L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【外形尺寸】 595 × 695 × 1315mm

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【产品型号】 FYL-YS-151L

【温度范围】 0-100 ，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽 × 深 × 高）：595 × 570 × 865mm

【内部尺寸】（宽 × 深 × 高）：508 × 422 × 637mm

【有效容积】 150L

【重量】64kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

【产品型号】FYL-YS-281L

【温度范围】0-100 ，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×1218mm

【有效容积】280L

【重量】99kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

【产品型号】FYL-YS-4311L

【温度范围】0-100 ，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

手术室液体加热恒温箱售后：

福意联本着“客户至上，优良”的售后，为客户提供优良、优良、耐用、美观的恒温设备，确保产品性能稳定及设备的寿命超出客户的期望。以助客户提升，降低成本，增加市场竞争力。我们真诚感谢您选择本公司的产品和售后，客户的满意是我们售后的，原与您携手共创辉煌。

手术室液体加热恒温箱说明：低体温对机体的影响

1寒战的发生率增加

人体体温调节系统通常保持体温接近 37℃，患者体温约降低 1℃，就会出现寒战，在全麻恢复过程中，没有进行有效复温的患者，寒战发生率约 40%，寒战引起的肌肉增加使耗氧量增加 486%，机体耗氧增加心血管系统供血需求亦会增加，易使-病患者出现心律失常、心肌缺血。

2对心血管的影响

轻度低温时交感神经兴奋，心率加快，心肌收缩力增强，心输出量增加，外周血管收缩。外周阻力增加和黏稠度升高，会增加-做功，可能导致心肌缺血和心律失常。

3对神经系统的影响

低温对神经系统的影响极其明显，体温每下降 1℃，脑血流量减少 6%~7%，出现意识障碍、判断力损害和模糊。