

# 医用液体保温柜

产品名称	医用液体保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	489562.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:150-430L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

医用液体恒温箱，液体保温柜，医用液体保温柜用途：临床上，一般要把医用盐水加温到35 ~ 40 ，用无菌温医用盐水或加入的温医用盐水冲洗创面。手术室液体加温箱用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医用液体保温柜公司介绍：

福意联公司以质量求生存，以科技求发展，本着“质量赢得市场，诚信铸就”的经营理念，真诚，竭诚为广大客户售后。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜、实验室冰箱、车载压缩机冰箱、车载环保样品保存箱、运输保温箱等。各界人士来人咨询来函垂询光顾，洽谈。

医用液体保温柜参数：

-----  
产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸

-----  
型号:FYL-YS-150L    150L    温度:2~48      外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L    230L    温度:2~48      外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L    280L    温度:2~48      外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

---

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm

---

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm

---

医用液体保温柜售后：

售后原则：产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

医用液体保温柜说明：全麻手术下温度的影响进行分析，研究结果显示，非保温组患儿麻醉开始30min以后体温明显下降，而保温组患儿术中应用充气式保温毯，避免了体温下降，该组统计表明患儿体温在正常水平略有升高。术中输血、输液及大量冲洗液的应用，是体温降低的一个主要原因。保温组患儿输血、输液及术中用冲洗液均加温37℃，避免因冷液体进入机体后吸收大量热而致血管收缩、寒战等。研究表明，2组患儿麻醉中虽均无低体温发生，但在手术开始30分钟以后手术结束时非保温组患儿体温下降显著，存在低体温发生的潜在危险。通过对比研究，使笔者确认了全麻术中小儿体温管理的重要性。另外，需要注意的是，在采取各种方法预防低体温发生的同时，也要防止体温过高的发生，对患儿产生危害。因此，在全麻术中进行体温管理，严密观察患儿各阶段体温变化的情况，对手术的成功及患儿术后的恢复具有重要的意义。