

介入室保暖柜嵌入式

产品名称	介入室保暖柜嵌入式
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联介入室保暖柜 型号:fyl-ys-151l(595 × 570 × 865mm) 产地:BNG-SHS-北京现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

介入室保暖柜嵌入式福意联企业多年来一直致力恒温、加温、冷藏设备和智能冷藏运输设备，企业重视人才及科技，企业本着“以德敬人、以诚立人”的宗旨，做到队伍化、技术服务规范化、企业管理化，为客户提供周到便捷的服务，在国内激烈的市场竞争中赢得了客户的认同，公司得以迅速发展壮大。公司的全体同仁愿与各界商贾精英一道，共谋合作的良机，共同发展，同创明天！

1.介入室保暖柜嵌入式产品型号：FYL-YS-151L

2.产品形式：立式

3.噪 音：42dB (a)

4.功 率：120W

5.电压/额定频率：220V/50Hz

6.温度范围：0-100 每一度恒温调节

7.玻 璃 门：三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.外形尺寸：（宽×深×高）：595×570×880mm

9.内部尺寸：（宽×深×高）：508×426×636mm

10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度

12.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

13.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启

14.报警功能：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

17.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

-----\

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；面对行业潜在的巨大市场需求，福意联始终以肩负社会责任为目标，一直在的思路下不断推出符合市场需求的产品。不断加快超冷藏、低温、恒温，加温系列产品线的布，且众多系列的产品得到广大用户朋友的认可，福意列冷链设备涵盖了智能恒温箱、双门冷藏箱、保存箱、双温区冷藏冷冻箱、低温保存箱、加温设、低温冰箱等几类众多种规格型号。（具体信息请根据机型选择）

介入室保暖柜嵌入式使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是加温恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值；它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作

，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品加温的目的，本实用结构合理，使用方便，可调可控。

手术室保暖柜（医用恒温箱）参数：

【产品型号】FYL-YS-281L

【噪 音】46dB (a)

【功 率】160W

【电 源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【有效容积】280L

【重 量】99kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

介入室保暖柜嵌入式说明：

手术室净化工程每一环节都重要。手术室净化过程中每一个环节都是很重要的，下面我们就针对手术室净化中手的净化说明：对于病人做手术，毫无疑问需要清洁卫生，防止做手术时进行传染，对于主治大夫需多次清理，这是大家知道的，实际上都有严格的管理制度。

1. 术前根据手术通知单了解手术方案，熟悉手术步骤；了解医生对手术及手术器械的特殊要求，做到心中有数，以便主动配合手术。

2. 洗手护士应少提前15mins到岗，根据手术需要备好器械。敷料及其他特殊用物。

3. 交班完毕协助巡回老师核对病人，将病人推手术间。
4. 再次检查手术用品是否齐全，无误，3M指示胶带、日期、有效期。根据医生习惯及手术需要准备大碗，严格操作医学|教育网搜集整理。
5. 提前15mins刷手（全麻病人一般医生开始推药时刷手；硬膜外病人一般侧身置管时刷手）刷手前打开优良层包布，认真严格进行手臂刷9洗，打开第二层包布，穿手术衣，无触带手套，巡回老师协助转手术衣带子。