

超声波自助测量HW-VE型智能体检一体机

产品名称	超声波自助测量HW-VE型智能体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	规格:550*330*2350MM 手机:15637167338 固话:0371-86588398
公司地址	河南省郑州市高新区电子电器产业园龙鼎一号楼
联系电话	0371-86588398 15637167338

产品详情

超声波自助测量HW-VE型智能体检一体机

全自动超声波自助测量身高体重一体机，乐佳牌HW-VE型智能精密健康体检一体机，带自动打印语音播报一体测量智能体检机

超声波自助测量HW-VE型智能体检一体机高清双屏模式

屏一：触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单，可自动输入性别年龄，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程，简单方便。

屏二：十寸多媒体液晶屏，健康教育知识播放等

2、多个体检项目自助触屏式一体完成

身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）、血压（高压、低压）、心率、体温、血氧、脂肪，基础代谢、水分含量、骨骼量、肌肉量、骨骼率、肌肉率等

血糖测试方法：

1、先准备好需要的物品：血糖测试纸和尿酸测试纸（新开一盒的话，内配自动校准器，需要把校准器插入血糖仪校准即可）

2、然后取出试纸插入血糖和尿酸插口（注意插入正反，试纸上有箭头提示，插错血糖仪无显示）

3、取新的采血针，轻轻扎手指后，把血对着试纸入口，使血液进入测试（两个试纸均需要采血，采血前酒精消毒）

4、最后等待测试结果

5、血糖正常值是指人空腹的时候血糖值在3.9~6.1毫摩尔/升，血糖值对于治疗疾病和观察疾病都有着指导意义

6、尿酸正常值男：202-416umol/l 女：142-339umol/l

技术参数：操作方式：触摸屏操作，语音视频指引操作 身高测量范围：60—200CM
分度值0.1CM或0.5CM可调 体重测量范围：8—200KG 分度值0.1KG 血压测量范围：0-39KPa
脉搏：40-180次/分

脂肪测量范围：5—50% 分度值：0.5%

血氧测量范围：70-100%（±2%正常状态，±3%运动或弱灌注，70%以下未定义）

体温测量范围：34-43 分度值：0.1

显示方式：主机触摸屏实时显示,多媒体广告屏(或嵌入式自定义LED走字屏) 打印内容：测量编号、身高、体重、BMI体型指数、高压值、低压值、心率、脂肪含量、新陈代谢、血氧饱和度、体温、正常标准范围、以及合理的饮食和运费建议。

数据传输：本机可通过RS-232串口上传电脑，也可通过蓝牙或者无线传输至手机端（RS-232属于标配）

语音提示：清晰语音指引操作并自动播报测量结果 外形设计：机身采用独特的三维立体设计，简约而不失大气；外壳采用超高强度的ABS工程塑料，洁净环保 电源电压：100V-240V 50HZ,可选直流12V供电
外形尺寸：58*60*235CM 整机净重：48KG

全自动自助式测量身高、体重、血压、心率、脂肪含量、新陈代谢、血氧、体温等多项体检服务，整个流程以屏幕触摸方式进行，通过实时语音视频指导检测人员自主完成测量，可轻松建立个人健康档案，并提供现场打印体检结果服务。