

精确的无汞玻璃体温计 无毒无害无辐射

产品名称	精确的无汞玻璃体温计 无毒无害无辐射
公司名称	嘉兴福宁医疗器械有限公司
价格	.00/1支
规格参数	品牌:福宁 型号:FN-W-(内)-2 产地:浙江嘉兴
公司地址	嘉善县罗星街道归谷园区创业中心C座303室
联系电话	0573-84601845 13484187800

产品详情

显示价格仅供参考，详情电话咨询，欢迎来电！！

可贴牌，可代加工，部分省市可代理！

1)产品特性

无汞玻璃体温计(Mercury - free glass thermometer)区别于沿用300多年历史的汞玻璃体温计在于前者对人体完全无毒和对环境无害。联合国环境规划署主持经130多个国家和地区签署的“关于汞的水俣公约”、承诺2020年1月1日起全球禁止生产和进出口含汞玻璃体温计，以无害的镓铟锡合金(Galinstan)代替汞作为感温材料。成为既有汞玻璃体温计的特性而绝无它危害人类健康的恶果。

2)产品优势

无汞玻璃体温计属于无源医疗器械，无需外供电源，无需校验，精确度极高(允差为 $+0.1 \sim -0.15$)。电子类体温计须由温度传感器，液晶显示器，钮扣电池，专用集成电路及其它电子元器件组成，精确度和稳定性受电子元器件及电池供电状况等因素影响，直至完全无法使用。而无汞玻璃体温计只要不破损就可长期、精确、无毒害地使用，且价格经济实惠，尤其适用于亿万家庭、野外作业和偏远地区。根据医疗机构的相关规定，急、重症病人不宜使用电子类体温计，以免误诊，这是无汞玻璃体温计无可替代的优势。

3)主要技术参数

现在国际上通用的无汞玻璃体温计为内标式，其显示温度的刻变板被固定在玻璃外套管的内腔，清晰而牢固，便于阅读。大、中、小号体温计的总长度为120mm。有大、中、小三种规格，常用的为大、中号两种规格，其区别仅在于外套管的外径差别约3mm左右。测量范围为35 ~ 42。主要用于口腔舌根下测量，测量时间为2~3分钟。对于自控能力差的老人或儿童也可用于腋下或肛门！

嘉兴福宁医疗有限公司唯一量产无汞玻璃体温计的生产厂家期待你的合作

联系电话18516355189,15901585889

QQ512585949