

手术室嵌入式加温柜

产品名称	手术室嵌入式加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联保温柜 经销:全国 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室加温柜，嵌入式加温柜，手术室嵌入式加温柜产品说明北京福意电器有限公司专注于手术室恒温设备，其产品引进国外优良，选用进口配件及优良品牌配件，经营高精端高科技的手术室嵌入式保温柜保冷柜产品。目前，手术室嵌入式加温柜福意联与各大手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品已经在优良上千家医院使用，如北京北大医院，上海人民医院，安徽医科大学附属医院，济南总医院等三医院和二医院手术室配套。

手术室嵌入式加温柜用途：手术部位感染(SSI)是外科手术的并发症之一,严重影响预后,甚导致死亡。而手术患者在围术期发生轻度低体温十分常见,这来源于麻醉引起的体温调节紊乱及手术室的寒冷环境和输入药品的寒冷。所以在这期间，需要将药品进行37度加温，保温，避免低温症的发生。福意联手术室恒温箱适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

手术室嵌入式加温柜参数：

低配保温柜系列

FYL-YS-50LK 【外形尺寸】430 × 488 × 535 【内部尺寸】370 × 380 × 425 容量50L

FYL-YS-100L 【外形尺寸】480 × 470 × 843 【内部尺寸】405 × 365 × 733 容量100L

FYL-YS-138L 【外形尺寸】540 × 543 × 830 【内部尺寸】465 × 428 × 724 容量138L

常规款保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 571 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184 容量310L

高配保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508 容量430L

保冷柜系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430 × 480 × 645 【内部尺寸】357 × 390 × 542 容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670 容量88L

FYL-YS-128L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670 容量88L

【产品型号】FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 865mm

【商品重量】47kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a(36g)

【额定输入功率】100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙1把

手术室嵌入式加温柜产品特点：

方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然,优良不锈钢调整搁架,存取物品方便,且易于清洗.

--箱体内部2个精密温度传感器,在环境温度-25 -45 的状况下,仍能够保持箱体内部温度 ± 0.5 优良稳定.

智能--智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性,自动温度控制,大屏幕液晶显示,在2-48范围内可自由调节温度设定值,温度控制精度0.5 .门框双锁控制,自动报警功能,品存放更安全.

安全--采用优良优良压缩机,节能静音,风冷式优良冷凝器,翅片式风冷蒸发器,制冷迅速.

优先--箱体采用优良结构钢板,经优良防腐,喷涂工艺,表面色泽柔和,双层透明保温玻璃门,内充惰性气体,箱体防凝露加热功能,方便在湿度大的环境下使用.

手术室加温柜（嵌入式）相关：

手术室净化公司验收标准有哪些？在安装手术室净化工程的时候，完成之后是要进行验收的，那么验收实验室净化工程的验收标准有哪些呢？下面我们可以了解一下。

手术室净化工程验收需要遵循相关标准和流程，以保证工程验收合格，保证正常使用。手术室净化空调系统的调试工作是工程验收阶段不可少的一项重要工作。通过调试可以及时发现施工过程中存在的一些缺陷并及时进行整改和修补，调试对设计图纸也是一个重要的验证过程。

手术室净化工程中洁净室和空调送回风管道应在安装优良过滤器前达到清洁要求，净化空调系统必须连续空吹12小时以上，空吹后再对送回风管和空调机组内部进行清扫和擦洗干净。

手术室净化工程竣工后建设单位应组织医疗部门、使用洁净室的相应科室、设计和施工单位依照工程设计文件和《医院洁净手术部建筑规范》(GB50233-2002)、《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2002)和《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)等有关施工质量验收规范对洁净室进行严格的质量验收，并应委托有资质的第三方检测单位对洁净室内洁净度对照设计文件和有关标准规范进行检测。