兽药残留速测箱

产品名称	兽药残留速测箱
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101一二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

兽药残留速测箱,深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-J09兽药残留速测箱是我公司根据市场需求设计的一种专门针对兽药残留研制的快速检测箱,箱内配有齐全的采样工具、检测速测卡、速测试剂盒以及加厚铝合金外框,坚固耐用满足食品微生物采样检测需求。

联系人: 刘先生 电话(微信): 13316887550

兽药残留速测箱检测项目:

1 名 称:瘦肉精(盐酸特伦特罗)速测卡

技术规格:检测样品:尿液、动物组织、饲料等

灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(10ppb)。 检测时 间:5分钟

规 格:20条

2 名 称:黄曲霉毒素B1速测卡

检测样品:谷物、饲料、发酵酒、酱油、醋、食用油;

检测下限:5ppb;

规 格: 20条

3 名 称:注水肉检测试纸

检测样品:快速检测猪、羊、牛等肉制品是否注水

规 格:50次

4 名 称:瘦肉精(莱克多巴胺)速测卡

技术规格:检测样品:尿液、动物组织、饲料等

灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(10ppb)。

检测时间:5分钟

规 格: 20条

5 瘦肉精(沙丁胺醇)速测卡

技术规格:检测样品:尿液、动物组织、饲料等

灵 敏 度: 尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(10ppb)。

检测时间:5分钟

规 格: 20条

兽药残留速测箱辅助设备:

1电热杯 1个

2 微型离心机 1台

- 4 电子天平 300g/0.1g 1台 5 电子数显定时器 1个 6 一次性样品杯 100个
- 7一次性吸管 100支

3 移液枪 1-5ml可调 1把

- 81.5ml离心管 50个
- 9切刀 1把
- 10 剪刀 1把
- 11 便携式铝合金箱

目前公司生产产品:肉类水分测定仪、固含量检测仪、红外快速水分测定仪、卤素快速水分测定仪、微量水分测定仪、卡尔费休水分测定仪、在线水分测定仪、农药残留检测仪、重金属检测仪、ATP荧光检测仪、荧光/胶体金读卡仪、煎炸油品质检测仪、兽药残留检测仪、食品安全检测仪以及配套检测试剂、金标卡、速测盒。

OEM及ODM模块:水分检测模块、农药残留检测模块、食品安全检测模块、ATP荧光检测模块、食用油极性组分模块、重金属检测模块。