

# 肝功能生化分析仪 临床用大生化检测仪 检验科全自动生化分析仪

产品名称	肝功能生化分析仪 临床用大生化检测仪 检验科全自动生化分析仪
公司名称	盛世东唐江苏生物科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市中国医药城四期G63号楼东侧1 - 4层
联系电话	18901031036

## 产品详情

现代社会，健康问题得到了人们广泛的关注。身体检查也越来越普遍。为提高人们健康体检检测能力，以及对人们身体的健康状况的分析更全面准确，更好的满足社会需要，许多医院都把生化分析仪作为体检过程中主要的医疗器械之一。

随着现代科技的不断进步，医疗器械的发展也越来越高科技化。生化分析仪是集电子学、光学、计算机技术和各种生物化学分析技术于一体的医学临床化学检测主要手段。临床生化分析仪具有测定项目多，测定速度快，试剂用量少，结果准确等特点，现在已经应用于各个医疗单位。它主要用于对人体体液的各种生化指标进行检测，根据生化指标的差异，为医生确定病人的病情提供科学依据。

体检主要是抽取人体的体液，在加入相关的试剂，仪器步步精细，临床生化分析仪的检测方式，避免了人为地操作误差，分析、检测、结果计算和显示以及清洗等步骤进行自动化的仪器。全自动生化分析仪灵敏、准确、快速，不仅提高了工作效率，而且减少了主观误差，提高了检验质量。全自动生化分析仪检验科设室的必备产品

生化分析仪这种通过血液或者其它体液的检测来分析人体各种生化指标，来更全面的衡量人体相关方面是否存在病变，它能在体检的过程中发挥巨大的作用，能够很好的结合临床资料进行综合分析，从而在诊断疾病，评估器官功能方面作出精准的判断。

盛世东唐江苏生物科技有限公司一直以来从事于医疗器械的研发，临床生化分析仪作为医疗机构进行诊断所必须的仪器之一，一直以来都是医院的必备仪器。不管是体检，还是其他的常规检测，临床生化分析仪都发挥着重要作用。

全自动生化分析仪DT480

工作方式：分立/任选式

测试速度：最大600测试/小时

测试原理：吸收光谱法、透圣墟比浊法

测试方法：终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法）、单/双波长法

测试顺序：严格按样本顺序测定、急诊随时插入

样本盘：120个样本位

试剂盘：90个试剂位

反应时间：10分钟

反应体积：150  $\mu$  L-350  $\mu$  L

比色杯:透紫外塑料杯

反应盘:90个比色杯

清洗方式:全自动清洗方式