

定制每天处理25-30吨血浆蛋白膜浓缩设备 血浆蛋白超滤膜设备

产品名称	定制每天处理25-30吨血浆蛋白膜浓缩设备 血浆蛋白超滤膜设备
公司名称	安徽庆鼎科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:XD-XJ-8040*12 滤膜类型:超滤膜 适用范围:血浆浓缩
公司地址	安徽省合肥市庐阳区汲桥路57号厂房101-102 (注册地址)
联系电话	0551-67735177 18119635559

产品详情

定制每天处理25-30吨血浆蛋白膜浓缩设备 血浆蛋白超滤膜设备

型号：QD-XJ-8040*12

适用对象：猪血浆、禽血浆

过滤方式：循环过滤或者连续进出

截留分子量：0.1（万）

滤膜类型：超滤膜

用途：脱水、去灰分

操作压力：2（MPa）

通量：3000 ± 500（L/H）

品牌：其他

适用范围：血浆浓缩

工作温度：35（ ）

产品详情

技术参数

（1）浓缩鲜猪血或鲜禽血经高速离心分离后的血浆，即血浆脱去水份、无机盐等灰份，截留住有效成份蛋白质、多肽等；（2）血浆处理量每天25-30吨；（3）每2~5小时为一个工作循环，工作时每小时过滤原血浆产量为3T/H ± 0.5T/H（透过水份、无机盐等灰份），猪血浆浓缩出水率50-60%左右，禽血浆浓缩出水率70-75%左右，清洗时间除外，灰份去除率4%左右；（4）鲜血浆经过了很好的抗凝预处理，确保血浆在进入膜系统之前不会有絮状物，血浆无溶血现象发生；（5）12支浓缩膜系统装机功率约22-26kw；

特征描述

1、除膜和膜壳以外，设备过滤部件制造材质全部采用卫生级304不锈钢。2、该设备占地面积为4.2m*2.8

m，高度为2.0m，设备装机功率22-26KW左右。需方提供10立方冷藏循环罐2只和10立方产品冷藏罐。3、系统设置温度和压力的显示报警和半自动控制

4、可定制设计全自动连续进出料控制以及多段式处理。

使用说明

选择一定分子量的超滤膜，通过特有的技术将经高速管式离心机分离后的血浆进行浓缩分离，去除部分水分和灰分。本浓缩系统可以设计循环过滤，也可以设计你成连续进料连续出料，先经预处理系统过滤后进入膜系统，血浆由供料泵输送至超滤膜自身配置的过滤系统后进入高压泵，通过高压泵的提压来实现血浆的浓缩。浓缩后的血浆去产品冷藏循环罐再进行后续的处理，浓缩出水直接排放。

包装清单

专车运输

用途/应用领域

生产工艺：血浆储罐 预处理系统 超滤膜供料泵 超滤膜过滤系统 超滤膜高压循环泵
超滤膜浓缩分离系统 浓缩血浆储藏罐。

血浆蛋白粉是利用清洁的新鲜的猪血或禽血，经过冷藏，过滤，分离，浓缩，喷雾干燥等工艺流程生产的高蛋白质饲料原料，血浆蛋白粉经过特殊工艺处理，幼崽适口性好，能有效提高采食量，由于含有较高的免疫球蛋白，能够提高畜禽幼崽的免疫力，缓解应激，促进生长。

作用机制：

- 1、提供丰富的免疫球蛋白和氨基酸；
- 2、刺激生长激素的分泌；
- 3、提消化酶改善消化系统生长发育；
- 4、良好的生物安全性。

应用效果：

- 1、促进采食量，增加日增量；
- 2、提高饲料利用率；
- 3、增强对不利环境和疾病的抵抗能力；
- 4、替代其他蛋白质饲料。

用法及用量：根据需要按2%-6%的比例直接添加到饲料中。

产品图片

品牌介绍

安徽庆鼎科技有限公司是专业做各种特种工业物料的分选、纯化和浓缩的公司，同时也在环保和纯净水市场不断地开发新的技术和工艺。公司在血浆蛋白行业的业绩很多，所有的项目均通过业主的验收并获得了很好的市场口碑。

我公司在血浆蛋白工艺生产上技术成熟，服务至上，获得客户的一致好评。