

大型低温环氧乙烷灭菌柜 医用器械棉纺塑料制品EO气体消毒柜

产品名称	大型低温环氧乙烷灭菌柜 医用器械棉纺塑料制品EO气体消毒柜
公司名称	河南省强人净化工程有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 型号:SQ-H 类型:消毒灭菌设备
公司地址	河南省安阳市滑县滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区（注册地址）
联系电话	0372-5577505 18803722636

产品详情

大型低温环氧乙烷灭菌柜 医用器械棉纺塑料制品EO气体消毒柜

不管在医院还是大型医疗站，都可以看到环氧乙烷消毒柜的应用。从名称上就可以看出它主要用于杀菌消毒用，对于医疗单位还是具有十分重要的作用的。环氧乙烷消毒柜的使用优势表现在哪些方面呢？

（1）环氧乙烷为气体消毒剂，适用于各种忌热、忌湿的医用仪器（如纤维胃镜、心脏起搏器、显微镜）、贵重物品(如钟表、首饰)、皮革制品、化纤织物、塑料、橡胶以及各种文件资料的消毒。也就是说它能杀灭所有微生物，包括细菌芽孢。

（2）环氧乙烷有良好的扩散作用和穿透能力，它能穿透玻璃纸、黄板纸（马粪纸）、聚氯乙烯薄膜、皮革以及薄层的油和水，故消毒处理时，物品可以带包装而不受影响。

（3）相对而言，EO不腐蚀塑料、金属和橡胶,不会使物品发生变黄变脆。

（4）能穿透形态不规则物品并消毒。

（5）可用于那些不能用消毒剂浸泡，干热、压力、蒸汽及其他化学气体消毒之物品的消毒。

规格：1立方、2立方、3立方、4立方、5立方、6立方

您好！详细的规格、尺寸、参数请咨询服务热线了解，谢谢

环氧乙烷灭菌器的用途与管理使用方式是什么，相信许多人都不知道，其实它的使用是有着严格规定的，下面就一起来了解它的相关规定。

1.用于对热和湿热敏感的物品及所有不能经高压灭菌物品的灭菌。2.环氧乙烷灭菌器须满足以下条件，如水、电、汽(环氧乙烷气体、压缩空气)方可进行灭菌程序。3.环氧乙烷对各种微生物都有较好的杀菌力，其穿透性很强，对物品损害小。4.环氧乙烷又称“氧化乙烯”，是无色透明液体，有气味。5.气态环氧乙烷易燃易爆，应保持在特别的安瓿或耐压金属罐中。6.环氧乙烷灭菌器应安装在无菌环境中，距离压缩空气较近处。该环境中要设置排风扇，及时排除弥散在空气当中的环氧乙烷气体。7.用环氧乙烷灭菌的物品须用特制的标准纸塑包装。包内放指示卡。消毒日期一般为1-2年。8.如消毒各类物品，特别是各种管道必须保证干燥，防止因有水而达不到灭菌效果。9.凡油类物品不能用环氧乙烷灭菌器灭菌。因达不到灭菌目的。