

# 水产品胶体金读卡仪

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 水产品胶体金读卡仪                   |
| 公司名称 | 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司          |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:达元<br>型号:DY6260<br>产地:广州 |
| 公司地址 | 广东广州市萝岗区科学城开源大道11号科技企业加速器园区 |
| 联系电话 | 13316034909                 |

## 产品详情

胶体金读卡仪

产品编号：DY-6260

产品规格：台

产品用途：判定测试卡阳性、阴性、或失效

其它相关：采集胶体金测试卡（或裸条）的信息。

DY-6260胶体金读卡仪是采集胶体金测试卡（条）的信息，通过系统内置运算处理，自动判定测试卡阳性、阴性、或失效。

### 一、检测范围

畜禽、蜂蜜、水产、牛奶、饲料和鸡蛋等产品中的兽药残留、抗生素残留、毒素残留（比如三聚氰胺、瘦肉精、黄曲霉、金黄色葡萄球菌等）等有毒有害物质。

### 二、应用范围

食药系统、公安系统、疾控中心、出入境检验检疫、养殖场、超市、生鲜超市、农贸市场、农批市场等。

### 三、产品性能

小巧便携--重量轻，外形小，携带方便，非常适合移动使用。

自动化检测--采用程序控制电机，自动实现进卡或退卡，读数直观，适用于非专业人员在现场快速检测。

检测时间短--测试一个样品的时间只需10秒钟，可以大大提高测试效率。

数据上传--检测数据可直接在检测仪器处理，并实现数据上传。

数据库建立--快速、准确地提供检测结果数据化，即时保存检测当时的结果图形，从而建立数据库溯源资料库；显示储存数据和查询储存数据。

试剂开放--开放用户使用市场上不同的胶体金测试卡（条）。

管理智能化--可输入检测项目、样品名称、样品来源、样品编号、检测限值、有效期时间与数量等管理。

判定标准--内置项目判定国家标准，另可根据用户需求自由进行增减。

人性化设计--实时更新查看抽检单号和任务下达管理；内置实时时钟和视频播放教材（高保真喇叭）。