

无菌检查隔离器

产品名称	无菌检查隔离器
公司名称	苏州鸿基洁净科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:hj 型号:根据客户要求 产地:苏州
公司地址	苏州工业园区扬和路创投工业坊15A
联系电话	0512-58327008 18921966176

产品详情

无菌检查隔离器是一种可除去表面微生物的、隔离的、无人员污染的、洁净度A级环境的受控洁净微环境，广泛用于背景为D级或C级环境下，对无菌药品进行检查。符合中国2015版药典要求。

无菌检查隔离器主要功能简介

系统工作流程分四部分：密闭性检测、微生物除污灭菌、除残留、A级层流工作状态。

"无菌检查隔离器"密闭性检测——灭菌前的密闭性测试程序。对隔离舱体内充气，使舱内压力达到设定值，保压，在设定时间内泄露量不大于规定值，表明系统密封性完好，可投入使用。

"无菌检查隔离器"微生物除污灭菌——输入过氧化氢等离子达到隔离器内预期的浓度，并保持灭菌时间30min以上；

除残留——停止输入过氧化氢气体，将灭菌系统切换到除残留系统，使隔离器内的过氧化氢气体循环通过纳米过氧化氢分解器，降低过氧化氢浓度在1PPM以下。

"无菌检查隔离器"A级工作状态——系统切换至洁净层流状态，按设定的工作风速和舱内的正压，自动变频调节送风量、回风量、新风量，保持舱内洁净度和正压状态，同时在线检测工作区洁净度和浮游菌。

"无菌检查隔离器"整个系统为自动控制，也可将每一阶段的操作通过手动程序单独控制，按照顺序逐一运行。