

## 医用恒温箱（福意联FYL-YS-280L）

产品名称	医用恒温箱（福意联FYL-YS-280L）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78945.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

医用恒温箱（福意联FYL-YS-280L）公司介绍：北京福意电器有限公司创办于1999年，是从事恒温冷藏保存设备产品开发、经营、销售和应用的 高新企业。公司的产品广泛应用于：医药、化工、科学、化工，环保，实验室，检测等单位部门，主要产品有，-20 冰箱，恒温恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品。

医用恒温箱（福意联FYL-YS-280L）用途：

在妇科腹腔镜手术中，特别是需要大量腹腔冲洗液的卵巢巧克力囊肿剥除术的患者，术中使用加温药水，可以有效减少患者术后体温下降、热能丢失和寒战发生率，从而避免因低温而造成患者多种并发症的发生，有利于患者的术后恢复，提升了手术室护理质量，对临床有指导性意义。福意联医用液体加温箱，微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在药品保温优良合适温度，并具有超温报警功能，更安全，更放心。

医用恒温箱（福意联FYL-YS-280L）参数：

-----  
产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸

型号:FYL-YS-150L    150L    温度:2 ~ 48      外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L    230L    温度:2 ~ 48      外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L    280L    温度:2 ~ 48      外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

-----  
型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm

医用恒温箱（福意联FYL-YS-280L）售后：

精工打造 十六年的 ——福意联

- 1· 故障率低：采用国外进口优良全封闭压缩机，可连续长时间无故障工作，已到达水平。
- 2· 售后售后：完善的售后售后体系为您保驾护航，优良时间响应客户并解决问题。
- 3· 应用广泛：本产品采用制冷加温系统，可加温可制冷，并达到优良的恒温效果。
- 4· 操作简单：简单傻瓜式的操作设计使用户一目了然，很快的投入使用。

医用恒温箱（福意联FYL-YS-280L）相关：伤口感染是手术和麻醉的严重并发症，它会延长住院时间并增加住院费用。低体温通过两种方式促使切口感染：优良，低体温引发体温调节性血管收缩，显著降低皮下氧张力，组织缺氧间接抑制中性粒细胞功能，从而增加切口感染机率；第二，低体温直接抑制免疫功能，包括T-细胞介导的抗体的产生以及中性粒细胞非特异性氧化杀伤细菌的能力。细菌感染后的2~3小时是优良重要的阶段，这时给予并维持组织灌注均有助于限制感染。低体温还加重术后蛋白消耗，使愈合受到抑制。

核心体温正常范围是36.5 ~ 37.5 ，通常高于36 。围术期低体温会明显增加并发症，包括-事件、凝血障碍、伤口感染和术后恢复延迟等。因此有必要在治疗性低体温以外，维持手术病人的核心体温高于36 。