

冻干粉多久用一次 冻干粉一般多久有效果

产品名称	冻干粉多久用一次 冻干粉一般多久有效果
公司名称	中核微联（成都）网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:可蒂可 产地:大陆 核心成份:寡肽-1，寡肽-3
公司地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道33号1栋1单元12楼5号（注册地址）
联系电话	17341393981

产品详情

冻干粉虽说具有抗皱抗衰美白之功效，但是冻干粉并不是一用就有效果的，也是需要一段时间才能看到效果，那么冻干粉多久用一次好？冻干粉一般多久有效果？

冻干粉多久用一次

冻干粉要用一个周期的量才可以，因为量少，活性表皮修复，所以一个皮肤更新周期下来，皮肤还是改善的不错的。

冻干粉一般多久有效果

皮肤的代谢周期为28天左右，使用可蒂可冻干粉后也会在28天左右就会有明显的效果出来。

可蒂可冻干粉适用方法

洁面后，取适量混合好的精华涂于面部，按摩1~3分钟，直至吸收。

制品经过冻干后水份含量非常低，使制品的稳定性提高，受污染的机会减小，这不仅方便了运输还延长了制品保存期限。

打开冻干粉和溶媒的瓶盖，使用滴头将溶媒加入冻干粉中，加塞后振摇数下即溶解，去塞，加装滴头后即可挤压滴出使用。每天使用1次到2词，7日内用完，因未添加任何防腐剂，故开启使用后应放冰箱冷藏温度在2-8摄氏度之间，直至用完，冻干粉仅供外用，不得用于注射。

可蒂可冻干粉使用方法

一、取出溶酶和冻干粉，把它们的盖子去掉

二、 放有溶酶瓶子里的溶酶抽出注射到放有冻干粉瓶子里

三、 将冻干粉与溶酶轻摇混合均匀

四、 可蒂可冻干粉瓶装上喷头，将冻干粉直接喷于肌肤上

兑溶酶后的冻干粉活性会处于活跃状态，这个时候使用的效果是很好的，由于冻干粉活性保存时间不长，建议三天内使用完，用不完要放入冰箱冷藏温度在2-8摄氏度之间。

可蒂可冻干粉使用注意事项

- 1、 操作过程中应避免污染;
- 2、 当本品性状发生改变时，不宜使用;
- 3、 使用化学消毒剂处理后的创面，必须用生理盐水或清水冲洗后，方可喷洒本品，以免本品变性失活。
- 4、 本品为外用化妆品，不能代替药物用于注射;
- 5、 冻干粉溶解后，保存于4~8℃ 在3~7天内使用。
- 6、 爽肤水--精华--冻干粉--面霜，基本按照这个步骤，如果这些不全有，就按照水相用完之后涂抹冻干粉之后面霜这样。
- 7、 注意：不要使用碱性的洁面工具和含酒精的爽肤水。
- 8、 早晚各使用一次，一组打开后建议三天内使用完毕。

冻干粉之所以是粉末的状态，是为了保持其高活性。冻干粉冻干对制品细胞结构、特征的伤害做到了最小化，能防止制品的生物特性改变，极大程度的保护了制品的活性与功效。

另外，冻干粉冻干后含水量非常低，使制品的稳定性提高，减小了受污染的机会，延长了制品的保存期限。

冻干粉为什么需要配合溶媒使用？

冻干粉其实不仅仅是指一支冻干粉，而是和溶媒搭配的组合装。当溶媒和冻干粉融合之后，能够快速恢复其生物活性。与溶媒融合之后，冻干粉里面的高生物活性物质，能够快速渗入基底层修复，产生相当于6瓶高级精华的能量。