

低温冰柜医疗低温冰箱

产品名称	低温冰柜医疗低温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\低温冰柜医疗低温冰箱 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

他指出，2018年是我国监管史上不平凡的一年，各级监管认真贯彻中央、国务院重大决策部署，全面落实习近平总书记关于安全的重要指示批示精神，一手抓改革，一手抓业务监管，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成监管各项任务：审批改革纵深推进，风险治理机制有效运行，监督检查力度持续加大，违法犯罪行为受到严惩，基础建设不断夯实，监管影响显著提升。安全形势总体平稳、持续向好。

低温冰柜医疗低温冰箱福意联公司不断吸收国内外的技术和**理念；注重产品的改进革新，严控产品质量，建立全方位的，坚持做高品质的产品。福意联打造了一支高素质的技术制造，销售和团队，福意联秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以**求突破”大力培养和增强员工的自身素质；我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

安全事关民生福祉、经济发展、社会和谐和形象。保护和促进公众健康，是新时代监管的崇高使命。在新时代新起点上，广大监管人员要从战略高度和全视野，深刻把握当前我国监管工作面临的新形势，深刻把握新时代、新体制、新战略、新业态带来的机遇和挑战，抓住机遇、迎接挑战、担当作为，进一步增强忧患意识、强化担当精神，深刻洞察时代潮流、深刻体悟人民期盼、深刻把握监管规律，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，开拓，真抓实干，全力以赴将监管事业不断推向新阶段。

低温冰箱主要用途：用于科学研究、医疗用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存

低温冰柜医疗低温冰箱推荐产品参数

型号：FYL-YS-258A

制冷功率：85W

温度范围：10~-20

净重：54kg

外形尺寸：1050x630x910mm

内部尺寸：905x420x500mm

容积：258L

产品颜色：白

型号 容积 温度 外形尺寸

FYL-YS-50LK 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-50L 单门单锁 50升 4-48 430*480*510mm

FYL-YS-50LK 单门双锁 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 单门双锁 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 单门双锁 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-150L 单门单锁 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 单门单锁 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 单门单锁 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 单门单锁 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 单门单锁 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 双门双锁 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 双门双锁 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

低温系列

FYL-YS-100E 单门单锁 100升 2~8 480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 单门单锁 88升 -30~10 545 × 570 × 850mm

FYL-YS-66L 单门单锁 66升 2~8 430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L 单门单锁 88升 2~8 480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

恒温系列

FYL-YS-150L 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

FYL-YS-151L 150升 0-100 595 × 565 × 860mm

FYL-YS-281L 280升 0-100 595 × 565 × 1440mm

FYL-YS-431L 430升 0-100 595 × 675 × 1795mm

FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8 480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10 545 × 570 × 850mm

FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8 430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8 480 × 470 × 840mm

低温运输及保存系列

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

FYL-YS-18A 18L -25~25度(恒温) 520 × 270 × 360 mm

FYL-YS-30L 30L -19 ~10 560x400x397mm

FYL-YS-45L 45L -19 ~10 650x400x430mm

FYL-YS-60L 60L -19 ~10 650x400x520mm

FYL-YS-108L 108L -19 ~10 605x570x932mm

FYL-YS-258L单开门 258L -19 ~10 1040x630x910mm

FYL-YS-7 双区间 73L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-95A 双区间 95L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-117A双区间 117L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-81A 单区间 81L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-105A 单区间 105L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-129A 单区间 129L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-50LGW 50升 0~38 430*480*510mm

FYL-YS-100LGW 100升 0~38 480 × 490 × 840mm

3、门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。

1、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度。

2、完善的报警系统，可实现低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保*运行防止发生意外。

3、采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

4、采用全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、低温冰柜医疗低温冰箱质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

低温冰柜医疗低温冰箱使用案例图片

重点工作：一是强化引领，提升发展质量。要积极推进发展，扎实推进临床试验管理，稳步推进注册人制度试点。二是强化风险治理，筑牢安全底线。要突出检查的突击性、抽检的靶向性、的系统性、治理的实效性和惩治的威慑力。三是强化建设，提升监管能力。要完善法规制度、技术、技术支撑，推进信息化监管。四是强化责任落实，增强监管合力。要压实企业主体责任，落实属地管理责任，夯实监管责任。五是强化监管，提升监管水平。要推进监管研究，监管运行机制，加强交流合作。