

## 2 , 4 , 8 药品冰箱

产品名称	2 , 4 , 8 药品冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\2 , 4 , 8 药品冰箱 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

贮存条件有哪些讲究？适当的贮存条件是保质量的前提。除了说明书中特殊说明(如需要冷藏)，大多数在避光、干燥、阴凉(20 以下,2-8度，8-20度)环境中保存是比较合适的。该条件下，未开封的在有效期内都可以放心使用。

2 , 4 , 8 冰箱公司是一家研究、、销售医疗实验室设备仪器的企业，公司拥有质量管理，精心的设计，严格的管理，保了福意联公司的医用恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱等系类产品的品质，福意联人本着“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨，以追求的精神，经营我们的产品及服务；重视发展与客户的长远合作，致力于赢取客户的信任与支持，以带动企业不断成长壮大，推动行业持续发展。

常温区需在0-30 内，阴凉库需在20 以下。

应按的温、湿度要求将其存放于相应的库中，经营企业各类储存库均应保持恒温。对每种，应根据标示的贮藏条件要求，分别储存于冷库（2-10 ）、阴凉库（20 以下）或常温库（0-30 ）内，各库房的相对湿度均应保持在45%-75%之间。

设的冷库、阴凉库及常温库要求的温度范围，应以保质量、符合规定的储存条件为原则，进行合理的设定，即经营标明应存放于何种温湿度下，就应当设置相应温湿度范围的库房。如经营标识为15-25 储存的，就应当设置15-25 恒温库。

对于标识有两种以上不同温湿度储存条件的，一般应存放于相对低温的库中，如某一标识的储存条件为：20 以下有效期3年，20-30 有效期1年，应将该存放于阴凉库中。

2 , 4 , 8 冰箱推荐产品参数

福意联 FYL-YS-828LD是福意联\*新款恒温设备门体选用LOW-E中空电加热玻璃，配有两个LOW-E中空电加热玻璃门，减少开门时箱内温度波动，实现32 环温80%湿度条件下无凝露。因此在梅雨季节门体不会流水起雾。

【型 号】 FYL-YS-828LD

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 310w

【额定电流】 2.4A

【噪 音】 50dB ( A )

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2~ 48 每度可调 ( 2 , 4 , 8 恒温设定 )

【制冷剂用量】 R134a ( 382g )

- 1、产品结构为立式箱体：主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统制热系统显示系统；
- 2、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在知时间里即可达到温度要求；
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外；
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度。便于随时观察箱体内部温湿度变化；
- 5、采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长；
- 6、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；
- 7、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高；
- 8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品；
- 9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品；
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品，安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的上等脚轮，止动底脚方便使用。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架8个
- 5、钥匙2把
- 6、主机一台

#### 型号 容积 温度 外形尺寸

FYL-YS-50LK 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-50L 单门单锁 50升 4-48 430\*480\*510mm

FYL-YS-50LK 单门双锁 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 单门双锁 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 单门双锁 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-150L 单门单锁 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 单门单锁 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 单门单锁 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 单门单锁 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 单门单锁 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 双门双锁 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 双门双锁 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

#### 低温系列

FYL-YS-100E 单门单锁 100升 2~8 480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 单门单锁 88升 -30~10 545 × 570 × 850mm

FYL-YS-66L 单门单锁 66升 2~8 430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L 单门单锁 88升 2~8 480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

#### 恒温系列

FYL-YS-150L 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8 480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10 545 × 570 × 850mm

FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8 430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8 480 × 470 × 840mm

#### 低温运输及保存系列

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

FYL-YS-18A 18L -25~25度(恒温) 520 × 270 × 360 mm

FYL-YS-30L 30L -19 ~10 560x400x397mm

FYL-YS-45L 45L -19 ~10 650x400x430mm

FYL-YS-60L 60L -19 ~10 650x400x520mm

FYL-YS-108L 108L -19 ~10 605x570x932mm

FYL-YS-258L单开门 258L -19 ~10 1040x630x910mm

FYL-YS-7 双区间 73L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-95A 双区间 95L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-117A双区间 117L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-81A 单区间 81L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-105A 单区间 105L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-129A 单区间 129L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-50LGW 50升 0~38 430\*480\*510mm

FYL-YS-100LGW 100升 0~38 480 × 490 × 840mm

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、2，4，8 冰箱质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

2，4，8 冰箱使用案例图片

对每种，应根据标示的贮藏条件要求，分别储存于冷库（2-10）、阴凉库（20 以下）或常温库（0-30）内，各库房的相对湿度均应保持在45%—75%之间。

对于标识有两种以上不同温湿度储存条件的，一般应存放于相对低温的库中，如某一标识的储存条件为：20 以下有效期3年，20-30 有效期1年，应将该存放于阴凉库中。

一、储存条件

1、简介：

是预防、治疗、诊断疾病的重要手段，质量的优劣，直接关系到患者的健康，甚至生命安全。的稳定性不仅与其自身的性质有关，在很大程度上还受到许多外界因素的干扰，如温度，湿度，光线，空气中的氧气、二氧化碳、微生物，储存时间，包装容器等。

这些因素往往会使发生分解、挥发、沉淀、潮解、酸败、生霉等变化，为了保的质量，的正确储存就显得格外重要。