

## 药品保存箱（2-8度，310L）

产品名称	药品保存箱（2-8度，310L）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\药品保存箱（2-8度，310L） 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联2-8度保存箱由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等组成。控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，当到达设定温度时，控制系统保持箱内温度恒定。特别适合医疗、卫生、食品化工、科研等使用。

保存箱（2-8度，310L）福意联有限公司是一家恒温、冷藏设备的公司。我们的客户来自很多行业（研究，防御，生物制药，农业，环境保护等）。除了推荐和提供优异的服务和产品，我们还为客户提供成套的解决方案。诚实守信，不断\*\*是我们始终不变的经营理念。

保存箱（2-8度，310L）推荐产品参数

型号：FYL-YS-310L

有效容积：310L

气候类型：N,SN

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

额定输入电流：0.8A

噪音（声功计）：44dB（A）

制冷剂用量：R600a(43g)

温控范围：2-48

箱体尺寸（W\*D\*H）：595 × 695 × 1315mm

内径尺寸（W\*D\*H）：515 × 530 × 1185mm

FYL-YS-50L 单门单锁 50升 4-48 430\*480\*510mm

FYL-YS-50LK 单门双锁 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 单门双锁 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 单门双锁 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-150L 单门单锁 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 单门单锁 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 单门单锁 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 单门单锁 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 单门单锁 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 双门双锁 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 双门双锁 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

#### 低温系列

FYL-YS-100E 单门单锁 100升 2~8 480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 单门单锁 88升 -30~10 545 × 570 × 850mm

FYL-YS-66L 单门单锁 66升 2~8 430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L 单门单锁 88升 2~8 480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

#### 恒温系列

FYL-YS-150L 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

FYL-YS-151L 150升 0-100 595 × 565 × 860mm

FYL-YS-281L 280升 0-100 595 × 565 × 1440mm

FYL-YS-431L 430升 0-100 595 × 675 × 1795mm

FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8 480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10 545 × 570 × 850mm

FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8 430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8 480 × 470 × 840mm

#### 低温运输及保存系列

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

FYL-YS-18A 18L -25~25度(恒温) 520 × 270 × 360 mm

FYL-YS-30L 30L -19 ~10 560x400x397mm

FYL-YS-45L 45L -19 ~10 650x400x430mm

FYL-YS-60L 60L -19 ~10 650x400x520mm

FYL-YS-108L 108L -19 ~10 605x570x932mm

FYL-YS-258L单开门 258L -19 ~10 1040x630x910mm

FYL-YS-7 双区间 73L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-95A 双区间 95L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-117A双区间 117L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-81A 单区间 81L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-105A 单区间 105L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-129A 单区间 129L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-50LGW 50升 0~38 430\*480\*510mm

FYL-YS-100LGW 100升 0~38 480 × 490 × 840mm

要避光保存，禁忌阳光照射。有些药物要在暗处贮存，这是因为光线特别是紫外线常常会使药物发生一系列化学变化。如常见的氨茶碱，维生素C，肾上腺素，可的松等。

第四、要严加保管分别存放，禁忌扎堆。应放在儿童不易察觉的地方，防止儿童在没有成人看管时服用引起中毒，对毒性强的应分别存放，以免误服。而且药物品种不能“多多益善”，宜筛选那些安全、便于保存的药物，千万别将药箱变成“杂物桶”。

c. 加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀，无死角。

d. 嵌入式恒温箱，前散热式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。

e. 门锁设计：\*门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品\*。

f. 生理盐水保温柜 感染性物质运输携带箱 外箱材料：采用A3喷塑钢板。

g. 内胆材料：采用ABS工程塑料。

h. 制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。当环境温度低于零度或者设定温度时，可以保箱体内部温度恒定在设置温度。

i. 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优异的产品质量与完善的，福意联电器掌握关键技术，具备市场同类产品的技术优势，产品产品；产品9001。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、保存箱（2-8度，310L）质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

保存箱（2-8度，310L）使用案例图片

据介绍，在干细胞基础研究和转化应用快速发展的同时，干细胞研究单位难以获取来源清晰、质量可控的干细胞制剂，以及由此带来的干细胞临床研究项目数量不足等问题，是制约干细胞行业快速健康发展的主要瓶颈。为了解决这一难题，整形美容协会干细胞研究与应用分会会长、同济大学附属东方医院院长刘中民带领研究团队，依托该院干细胞转化医学产业基地，于2016年起着手起草该“ ”，历时两年多时间完成。

整形美容协会干细胞研究与应用分会会长、同济大学附属东方医院院长刘中民告诉记者，当日发布的“ ”围绕干细胞制剂制备质检涉及各（ ）的职责及特点，围绕样本采集接收、样本和干细胞制剂制备、质量检验控制各环节进行规范，为整形美容从业者开展干细胞临床研究，提供了规范的。