

# 西臣邦尼医用打印胶片 医用高清胶片 医用喷墨胶片

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 西臣邦尼医用打印胶片 医用高清胶片<br>医用喷墨胶片 |
| 公司名称 | 江苏西臣邦尼医疗器械有限公司              |
| 价格   | .00/张                       |
| 规格参数 | 品牌:西臣邦尼<br>型号:A3、A4、B5      |
| 公司地址 | 建湖县民营科技创业园4号路88号            |
| 联系电话 | 025-86221732 18851711471    |

## 产品详情

【产品名称】 医用打印胶片

【规格型号】 SEN-A3(297mm × 420mm) SEN-A4(210mm × 297mm) SEN-B5(182mm × 257mm)

【产品备案号】 苏盐械备20180004号

【技术要求号】 苏盐械备20180004号

【生产备案号】 苏盐食药监械生产备20150002号

【产品描述】 由聚酯（PET）片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成。

【主要用途及适用范围】 医用打印胶片在医疗诊断中主要用于B超（医用B超胶片）、彩色B超（医用彩色胶片）、PET-CT和内窥镜等医疗影像的打印输出。主要用于医学影像及图文的打印记录。

【使用方法】 使用专业匹配的彩色激光或喷墨打印机直接打印。

【注意事项】

1. 因相机像数、相机输出模式、所用相机输出软件的不同，影像图片的浓度和色泽也会有所差异。请根据相机的说明书及工程师的指导来调节选择适合的影像输出模式、胶片规格及其他参数。

2. 使用时请勿将胶片折叠或损伤表面。

3. 为保证影像输出图像质量，避免胶片在高温潮湿以及日光直射的地方保存。

4. 开封后尽快用完，暂不使用的胶片，请放回包装袋中保存。

【包装规格】 SEN-A3，1000张/箱；SEN-A4，2000张/箱；SEN-B5，2000张/箱

【贮存】 包装后的医用高清胶片应贮存在常温下，相对湿度不大于80%、无腐蚀性气体、通风良好的室内。

【有效期限】 36个月

【生产企业】 江苏西臣奥勒医疗科技有限公司

【生产地址】 江苏省建湖县民营科技园建宝北路108号