

# 四氟硅胶垫片 铁富龙硅胶垫片 色谱分析样品瓶垫

产品名称	四氟硅胶垫片 铁富龙硅胶垫片 色谱分析样品瓶垫
公司名称	衢州爱吉仁仪器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	类型:胶垫 型号:S92 产品等级:一级
公司地址	中国 浙江 衢州市 衢江区廿里镇通衢北路106号
联系电话	86 0570 8067804 15157000857

## 产品详情

类型	胶垫	型号	S92
产品等级	一级	形状	如图
材质	特氟龙/硅胶复合垫片		

9-425 自动进样瓶常常配合使用在安捷伦，岛津，光谱物理，瓦里安，以及其他自动进样器上。瓶子由无色1级a型或琥珀色1级b型硼硅玻璃制成，并在瓶子上附有一个可书写标签，用于样品鉴别。自动进样瓶是我们爱吉仁仪器有限公司采用国外优质进口原材料生产而成，具有耐高温、抗腐蚀的性能；盖子是用高品质聚丙烯制成，精确的制造公差，可控的制造环境，以优质的质量和服务赢得客户的信赖；自动进样瓶的隔片采用最高品质的材料，以确保适当的功能，广泛应用于多次注射和/或更长的采样周期设计以及气象色谱仪和液相色谱仪。

交货期：1天内付款方式：电汇

传真：0570-8067803

email：eric#aijiren.com.cn#改为@

联系方式：吴先生，15157000857；qq：756181221 爱吉仁eric

浙江爱吉仁科技有限公司

样品：免费数量/包：100/包特征：9\*1mm垫片包装：内包装：收缩塑料；外包装：纸箱

9-4259\*1mm 特氟龙/硅胶垫片s92 适用于2ml 12\*32mm 色谱分析广口样品瓶

代号	产品描述 100/包	零售价
s91	白色特氟龙/红色硅胶隔垫 9*1mm	57
s92	红色特氟龙/白色硅胶隔垫 9*1mm	57
s93	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫 9*1mm	85
s911	预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫 9*1mm	71
s922	预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫 9*1mm	71
s944	预切口蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫 9*1mm	71
c91	蓝色开口聚丙烯瓶盖 9mm	23
c92	蓝色实心聚丙烯瓶盖 9mm	23
sc9191	预组装蓝色开口盖和白色特氟龙/红色硅胶隔垫盖垫	85
sc9291	预组装蓝色开口盖和红色特氟龙/白色硅胶隔垫盖垫	85
sc9391	预组装蓝色开口盖和红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫盖垫	113
sc91191	预组装蓝色开口盖和预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫盖垫	99
sc92291	预组装蓝色开口盖和预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫盖垫	99
sc94491	预组装蓝色开口盖和预切口蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫盖垫	99
sc9192	预组装蓝色实心盖和白色特氟龙/红色硅胶隔垫盖垫	85
sc9292	预组装蓝色实心盖和红色特氟龙/白色硅胶隔垫盖垫	85
sc9392	预组装蓝色实心盖和红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫盖垫	113
sc91192	预组装蓝色实心盖和预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫盖垫	99
sc92292	预组装蓝色实心盖和预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫盖垫	99
sc94492	预组装蓝色实心盖和预切口蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫盖垫	99

本公司生产的垫片具有以下特点：1、以聚四氟乙烯和优质硅橡胶或者超纯硅胶作为原材料，保证了该垫片具有无毒性；2、采用无胶粘合工艺，将聚四氟乙烯膜和硅橡胶或者硅胶键和在一起，保持两种材料各自的优良特性，复合后隔垫的聚四氟乙烯层接触试剂，具有良好的化学惰性，能耐酸、耐碱、耐高温、抗粘，即便在高温下与浓酸、浓碱或强氧化剂也不发生作用，同时利用硅橡胶或者硅胶层的弹性可保证密封性能；3、无胶粘合工艺，无粘合剂的引入，隔垫保持了硅橡胶或者硅胶优良的回弹性能，比胶黏工艺的隔垫更加柔软，可为自动进样器的针头提供更好的保护；4、严格的生产管理，保证了产品的品质。产品清洁，不用清洗，即可直接使用。5、浙江爱吉仁科技仪器有限公司借助自身的技术优势，成为全中国唯一一家自主生产特氟龙/硅胶垫片的生产厂家，为您省去中间层层经销商的销售累加成本，价格更具竞争力且自身的技术优势为出厂的每一批产品提供了可靠的质量保证，让顾客使用更加放心。