

JN-FGN有机肥检测仪 土壤养分测试仪

产品名称	JN-FGN有机肥检测仪 土壤养分测试仪
公司名称	郑州锦农科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:锦农 型号:JN-FGN 产地:河南郑州
公司地址	丰乐五金机电城28-1-12
联系电话	15617919201

产品详情

有机肥专用检测仪（中小型有机肥厂标准型）

品牌：锦农

型号：JN-FGN

特点：《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计，便于携带、坚固耐用，配套检测方法 & 成品药剂。 微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，测试数据可存储查询，可野外流动测试，大大的程度降低操作者的失误和劳动强度。 分辨率：0.001，触摸式按键，内置热敏打印机，可打印测试结果。 可检测化肥、有机肥（含叶面肥、水溶肥、喷施肥）等中的速*氮、速*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度，钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素。 采用高亮LED光源，滤光式处理，保证光源波长稳定，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时级别。光源稳定，重现性好，准确度高。 比色槽部分采用单通道设计，无机械位移及磨损，光路测试定位好，测定结果精度。一、功能多、测试项目齐全：化肥养分：单质化肥中的氮、磷、钾； 复（混）合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲；有机肥养分： 有机肥中速*氮、速*磷、速*钾、全氮、全磷、全钾、有机质，各种腐植酸、微量元素（钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼）、重金属等。二、仪器技术指标：1.电源：交流 220 ± 22V 直流 7V-9V（仪器内置锂电池）2.功率： 5W 3.量程及分辨率：0.001-99994.重复性误差： 0.3%（0.003，）5.

仪器稳定性：三分钟内漂移小于0.2%（0.002，透光度测量）仪器开机预热5分钟后，两分钟内显示数字无漂移（透光度测量），五分钟内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）；二十分钟内数字漂移不超过0.5%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；三十分钟内数字漂移不超过0.7%（透光度测量）、.002（吸光度测量）。6.线性误差：1%（0.01，硫酸铜检测）7.灵敏度：红光 4.5×10^{-5} 蓝光 3.17×10^{-3} 绿光 2.35×10^{-3}

橙光 2.13×10^{-3} 8.波长范围：红光： $680 \pm 2\text{nm}$ ；蓝光： $420 \pm 2\text{nm}$ ；绿光： $510 \pm 2\text{nm}$ ；橙光： $590 \pm 4\text{nm}$ 9.肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）、有机质等养分同时、快速、准确检测10.数据打印：内置热敏打印机三、测试速度：测试一个复合肥料样(N、P、K) 50分钟；每增加一个肥料样品时间增加20分钟。测试一个有机肥料样(N、P、K、有机质) 1.5小时；每增加一个样品加时30分钟。四、测试误差：复合肥单项误差 1%，有机肥单项误差 0.5%。五、产品仪器特点：功能全：测试项目齐全（各类药剂均可选购）。配套齐全：该仪器集药、器、仪为一体，携带方便，相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。操作简便、速度快捷，成品药剂开瓶即用，无须配置。六、售后服务：仪器整机质保一年，终身免费维修服务，免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持！