

医用低温冷冻箱,低温冷冻柜 , 低温冷冻保存箱

产品名称	医用低温冷冻箱,低温冷冻柜 , 低温冷冻保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度范围:负30度到10度可调 实际使用容积:88升, 立式 内部结构:内部四层空间
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用低温冷冻箱,低温冷冻柜 , 低温冷冻保存箱 , 低温冷冻柜 , 速制冷 , 高效 , 智能控制 , 高品质 , 只为更高的生活!

【型 号】 FYL-YS-128L

【有效总容积】 88L

【冷冻室面积】 88L

【额定电压】 220V

【额定频率】 50HZ

【额定输入功率】 110W

【额定电流】 0.70A

【箱体尺寸】 (W × D × H) 545 × 570 × 850 (mm)

【耗电量】 0.56kwh/24h

【噪声 (声功计) 】 39dB (A)

【箱内温度可调范围】 -30 —10

【防触电类型保护】 I

【制冷剂/用量】 R600a/47g

【净 重】 30kg

【毛 重】 32kg

二、【结构特点】

- 1、 微电脑控温，-30 ~10 范围内任意设定，控温；
- 2、 优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；
- 3、 温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；
- 4、 按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；
- 5、 采用高效压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，安全；
- 6、 立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；
- 7、 独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；
- 8、 箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；
- 9、 高密保温层，保温效果好，；
- 10、 独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；
- 11、 安全门锁设计，防止随意开启；
- 12、 加厚发泡门设计，有效隔热；

产品参数规格：

（-12~10度系列）

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm

（-20~10度系列）

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

（-30 ~ 10度系列）

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

服务承诺：

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

一般来说冰箱的制冷方式只有两种：直冷式与风冷无霜式。但其实，直冷和无霜不是二选一的概念，中间还有一个关键词：风冷。

先说直冷，直冷冰箱的蒸发器直接在冷冻、冷藏室与空气接触，自然循环的方式改变整个空间的温度。直冷冷冻的效果不均匀，很可能蒸发器上面都结霜结冰了，靠近门口的还不凉。

相对于直冷冰箱，风冷冰箱的蒸发器不直接与食物接触，在盖板后边由风扇将冷气吹到整个冷冻冷藏室。

无霜设计就是基于风冷冰箱的基础上改进的，把蒸发器上加上发热元件，就可以对蒸发器加热除霜，并且不会影响到食物的温度，无霜设计的好处是可以确保冷藏冷冻箱内温度均匀稳定。

药房、、科研院、疾病预防控制等医疗对用于储存、试剂、和生物制品的医用冷藏箱制冷能力有较高要求：必须制冷快而且恒定。