

微循环检测仪视频显微观察仪

产品名称	微循环检测仪视频显微观察仪
公司名称	郑州明举科技有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	型号:880 配置:7寸屏/8寸屏 名字:微循环血管观察仪
公司地址	郑州市金水区商都路销售部QQ941300478
联系电话	15890020612

产品详情

微循环检测仪视频显微观察仪产品功能及特点：(可连电视,投影仪) 高清晰，无创伤，操作简单，5秒内可观察微循环的管祥型态、管祥数、血液流速、渗血等。观察血管的数量，血液流速，血管的粗细，长度，形态等...

微循环检测仪，视频显微观察仪，微血管观察仪是一种先进的医用光电仪器，主要用于对人体甲襞微循环毛细血管的显微动态透视检查，可以检测 等23个组织 微循环的形态、流态及其异常变化，

微循环检测仪对于不支持采X的药房健康体检单位，特别适用,并对于一滴血检测仪使用泛滥的市场，也可以使用微循环检测仪。

微循环检测仪操作方法：

- 1、将香柏油均匀涂抹在左手无名指指甲接缝处。
- 2、将左手无名指置于托上。
- 3、根据毛细xue管的图片来判断。

常见的微循环xue管状态：

1、管祥清晰度：管祥清晰度是镜下观察甲襞毛细管不可缺少的指标。甲襞是手指远端的皮肤，由于职业或工作的原因（如搬运工人、清洗工人等），经常接受不同刺激，引起表皮增生，角化层增厚，皮肤粗糙，致使表皮透光性减退，造成管祥模糊不清，约4.1-10%正常人的管祥模糊。

正常人甲襞毛细xue管排列整齐，分布均匀，管祥清晰可见。

异常状态：排列紊乱，管袢模糊。

本产品广泛应用于医疗保健、社区疾病普查、健康体检、药品保健品促销、产品跟踪服务、美容美体、健康普查、健康俱乐部、保健站、社区服务等，可迅速给予个人健康指导及用药指南。

适用于医院、学校实验室，药房，诊所等，作为最佳的辅助检测设备。应用于保健食品行业，美容美体行业，作为产品推介时的沟通平台、生财设备，。

包装：专业铝合金箱(34 x29 x20cm)，重量6KG，方便携带。

注：此款机器，配置高，图象清晰，放大倍数380-580倍，价格高。主要外销东南亚、台湾、香港等地。

【微循环检测仪，视频显微观察仪，微血管观察仪产品特点】

1. 在5秒内即可观测到微血管循环，操作简单、快速。
2. 显微影像稳定、清晰、不晃动。
3. 360- 380/580倍微循环专用高解析显微镜头。
4. 手持式超轻巧设计，让观察更具行动性。
5. 具有微动调焦轮，可随意调整焦距，使用更具便利性。
6. 镜头内置LED冷光源，准确投射照明于目标物。
7. 采用非侵入方式，及时观察人体血液微循环状况
8. 可针对身体任何一部位进行微循环观察。

有需要了解更多关于微循环检测仪，视频显微观察仪，微血管观察仪的产品信息，请咨询我们的销售人员

我们的地址：郑州市金水区商都路销售部QQ941300478联系手机：15890020612 期待您的咨询