

猪血加工设备,小型猪血加工设备

产品名称	猪血加工设备,小型猪血加工设备
公司名称	诸城市乾正工业设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	弘瑞和:100 100:100 山东诸城:100
公司地址	山东省潍坊市诸城市兴华东路45号
联系电话	18253638710

产品详情

猪血加工设备,小型猪血加工设备血豆腐素有“液体肉”的美誉,营养又健康,而且市场前景也越来越好.血豆腐中的血浆蛋白被人体内的胃酸分解后,产生一种解毒、清肠分解物,能够与侵入人体内的粉尘、有害金属微粒发生化合反应,易于毒素排出体外.想了解血豆腐的加工设备欢迎致电我们小型猪血加工设备.

猪血加工设备工艺流程

采血 过滤 配料 脱气 装盒 凝固 灭菌 检验 成品入库。

猪血加工设备操作要点

- 1、采血：经过检疫合格的鸭方可上屠宰生产线，用空心刀将全血收集在标有编号的容器内，该容器中事先加入一定数量的抗凝剂，定量混合后放入4-10℃冷库备用，记明容器中血液与鸭的对应编号。待肉检完毕，确认无病害污染后方可加工。如其中某只鸭肉检验不合格，含有该鸭血液的容器中的全部血液废弃，并按要求做无害化消毒处理。另外，容器不可过大，以便于血液及时降温保存小型猪血加工设备。
- 2、过滤和脱色：降温后的血液经过20目筛过滤，除去少量凝块，小型猪血加工设备与一定浓度的食盐溶液混合，放入脱气罐进行真空脱气。脱气温度40℃，真空度0.08-0.09MPa，时间约5min。
- 3、配料装盒：向脱气后的血料加入凝血因子活化剂，搅拌均匀并很快装入盒内，使之在15min内自然凝固。
- 4、封盒：血料在盒中凝固，把盒边缘沾有的血料擦干净，即可用热封机封盒。检查封好后灭菌。
- 5、灭菌：杀菌式：水杀菌 15-30℃，反压冷却/121℃。
- 6、检验：灭菌后的产品经检验无破损、无漏气、无变形，方可入库小型猪血加工设备。

猪血加工设备双联过滤器

过滤面积0.15平方

过滤能力1-5T

适用温度120度

过滤网孔径40-300目

进出口管径32，38，51

内外表面处理方式内亚光外镜面

猪血加工设备售后：

- 1、售前服务。设立专门的销售服务机构，公司将会安排相关专业人士负责到场教正确及时的使用。
- 2、售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失，在产品使用过程中，公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品，让用户用得安全，放心小型猪血加工设备。
- 3、售后服务。我公司在2小时内响应维护服务,12小时内到达现场维修，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：18253638710，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的法。如有需要到现场指导的，公司会在24小时之内安排相关专业人员到指定地点进行及时指导小型猪血加工设备。